

## ENGLISH WARNINGS

The Wave Solo™ is intended for commercial or home use. We strive to make the Wave Solo as safe as possible. This is an advanced mechanical device with electric components. If the Wave Solo and its accessories are not used or maintained properly, there is a risk of fire, electric shock, or injury. Do not use the Wave Solo on your head or near your genitals. Do not use the Wave Solo above the waist during pregnancy. Do not get hair caught in any moving part of the Wave Solo. Do not use the Wave Solo above your Adam's apple or C4. Do not get the Wave Solo wet. Only clean the Wave Solo with a magic eraser or a lightly damp towel. Do not block the vents of the motor. Never attempt to disassemble the Wave Solo. Never store the Wave Solo at temperatures above 40°C/104°F. Only charge the Wave Solo when the ambient temperature is between 0°C/32°F and 40°C/104°F. Never expose the Wave Solo to water. For long-term storage, the Wave Solo should be fully charged. This product is not intended to diagnose, treat, or prevent any diseases. **BEFORE USING OR CHARGING THE Wave Solo, READ ALL THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL AND ON THE Wave Solo.** When using the Wave Solo, these basic precautions should always be followed including:

- 1. USE ONLY AS INSTRUCTED.** Use the Wave Solo as described in this Wave Solo Instruction Manual. Do not carry out any maintenance other than what is shown in the Wave Solo Instruction Manual or advised by Therabody.
- 2. NOT FOR CHILDREN.** The Wave Solo is not intended for use by young children or persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person. Do not allow the Wave Solo to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Wave Solo.
- 3. REDUCING RISK OF INJURY.** Charge the Wave Solo by plugging cable included in the package on your USB AC adapter of choice. Wave Solo can also be charged with a regular USB-C charger certified by a competent body. Do not use an AC adapter that is not certified or that has received a sharp blow, been dropped, or damaged in any way.
- 4. CHARGING LOCATIONS.** The Wave Solo should be charged indoors in a well ventilated, dry location. Do not charge the Wave Solo outdoors, in a bathroom or within 10 feet (3.1 meters) of a bathtub, or pool. Do not use the Wave Solo on wet surfaces and do not expose the device to moisture, rain, or

snow. Do not use the Wave Solo in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust, or flammable materials). Sparks may be generated, possibly causing a fire.

5. **DO NOT OVERCHARGE.** Do not leave the Wave Solo connected to the adapter for more than an hour after the Wave Solo has been fully charged. The Wave Solo includes a protection system to avoid the risk of overcharging. However, overcharging the Wave Solo may reduce its life over time.

6. **DO NOT BURN OR INCINERATE THE Wave Solo.** The internal battery may explode, causing personal injury or damage. Toxic fumes and materials are created when the battery is burned.

7. **DO NOT CRUSH, DROP, OR DAMAGE THE Wave Solo charging cable.** Do not use a charging cable that has received a sharp blow, been dropped, run over, or damaged in any way.

8. **BATTERY CHEMICALS CAUSE SERIOUS BURNS.** Never allow the internal battery to come into contact with the skin, eyes, or mouth. If a damaged battery leaks chemicals, use rubber or neoprene gloves to dispose of it. If skin is exposed to battery fluids, wash with soap and water then rinse with vinegar. If eyes are exposed to battery chemicals, immediately rinse with water for 20 minutes and seek medical attention. Remove and dispose of contaminated clothing.

9. **DO NOT OPERATE UNDER BLANKET AND PILLOW.** Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.

10. **STORING THE Wave Solo.** Store in a cool, dry place. Do not store the Wave Solo where temperatures may exceed 40°C/104°F such as in direct sunlight, in a vehicle, or metal building during the summer.

11. **DISPOSING OF BATTERIES.** The internal Theragun lithium-ion batteries for the Wave Solo are more environmentally friendly than some other types of batteries (e.g, nickel-cadmium). Always dispose of the Wave Solo according to government, regional, and local regulations. Contact a recycling agency in your area for recycling locations. Even discharged batteries contain some energy. Before disposing, use electrical tape to cover the Wave Solo's 12V connector to prevent the battery from shorting, which could cause a fire or explosion.

12. **DO NOT DISASSEMBLE.** Disassembly or incorrect reassembly may result in the risk of electric shock, fire, or exposure to battery chemicals. The warranty will be void if the Wave Solo is disassembled or if any parts have been removed.

13. **SERVICE.** If the Wave Solo is not working properly, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact Therabody by emailing [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) for repair or service. Do not attempt to repair or disassemble the Wave Solo, which may result in an electric shock or fire.

14. DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER, TUB, OR SINK. Do not place or store the Wave Solo where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

15. THERMAL LIMITER. The Wave employs an automatic reset thermal limiter that shuts off the Wave Solo to prevent overheating and fire.

This device can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be used without supervision.

This device contains batteries that are only replaceable by Therabody authorized personnel.

This device contains batteries that are non-replaceable.

### **LIMITED WARRANTY**

For full warranty information, please visit [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). To request a copy of the warranty by mail, you may send a request to the following address:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Please note, this is not a return address or a retail location. No products or packages will be accepted at this location.

## GERMAN WARNHINWEISE

Der Wave Solo™ ist sowohl für den professionellen als auch heimischen Gebrauch geeignet. Es ist uns wichtig, den Wave Solo so sicher wie möglich zu machen. Hierbei handelt es sich um ein fortschrittliches, mechanisches Gerät mit elektronischen Bauteilen. Wenn der Wave Solo und seine Zubehörteile nicht ordnungsgemäß verwendet werden, besteht Brand-, Stromschlag- bzw. Verletzungsgefahr. Verwenden Sie den Wave Solo nicht am Kopf oder im Bereich der Genitalien. Verwenden Sie den Wave Solo während der Schwangerschaft nicht oberhalb der Taille. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Haare nicht in beweglichen Teilen des Wave Solo verheddern. Verwenden Sie den Wave Solo nicht oberhalb Ihres Adamsapfels oder Ihres vierten Halswirbels. Lassen Sie den Wave Solo nicht nass werden. Reinigen Sie den Wave Solo ausschließlich mit einem Magic Eraser oder einem leicht feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass der Motor stets gut belüftet ist. Versuchen Sie nicht, den Wave Solo in seine Einzelteile zu zerlegen. Bewahren Sie den Wave Solo nicht bei Temperaturen von über 40 °C auf. Laden Sie den Wave Solo nur bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C. Achten Sie darauf, dass der Wave Solo nicht mit Wasser in Berührung kommt. Vor einer längerfristigen Lagerung sollte der Wave Solo vollständig aufgeladen werden. Dieses Produkt ist nicht dazu geeignet, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu verhindern. **LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE IN DIESEM HANDBUCH SOWIE AM Wave Solo, BEVOR SIE DEN Wave Solo VERWENDEN ODER AUFLADEN.** Diese grundlegenden Vorkehrungen sollten bei der Verwendung des Wave Solo stets getroffen werden:

1. **NUR GEMÄSS ANWEISUNGEN VERWENDEN.** Verwenden Sie den Wave Solo gemäß den Anweisungen dieses Handbuchs. Führen Sie lediglich die Wartungsarbeiten durch, die im Handbuch des Wave Solo aufgeführt sind oder von Therabody empfohlen werden.
2. **NICHT FÜR KINDER GEEIGNET.** Der Wave Solo ist weder für Kinder noch für Menschen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnden Kenntnissen geeignet, es sei denn, diese stehen unter Aufsicht einer fachkundigen Person. Der Wave Solo darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist absolute Vorsicht geboten. Es sollte sichergestellt sein, dass Kinder nicht mit dem Wave Solo spielen.
3. **VERLETZUNGSGEFAHR REDUZIEREN.** Laden Sie den Wave Solo, indem Sie ihn mit dem in der Packung enthaltenen Kabel an Ihren USB-Wechselstromadapter anschließen. Der Wave Solo

kann auch mit einem von zuständiger Stelle zertifizierten USB-C-Ladegerät aufgeladen werden. Ein Wechselstromadapter, der nicht zertifiziert ist oder einen heftigen Schlag erhalten hat, fallen gelassen oder beschädigt wurde, darf nicht verwendet werden.

4. GEEIGNETE STANDORTE ZUM LADEN. Der Wave Solo sollte in geschlossenen und gut durchlüfteten, trockenen Räumen geladen werden. Laden Sie den Wave Solo nicht im Freien, im Badezimmer oder innerhalb von 3,1 m Entfernung zu einer Badewanne oder einem Pool. Verwenden Sie den Wave Solo nicht auf nassen Oberflächen und setzen Sie das Gerät keinerlei Feuchtigkeit, Regen oder Schnee aus. Verwenden Sie den Wave Solo nicht innerhalb eines explosiven Umfelds (gashaltige Dämpfe, Staub oder leicht entflammare Materialien). Dabei können Funken schlagen oder sogar ein Brand entstehen.

5. NICHT ÜBERLADEN. Trennen Sie den Wave Solo spätestens eine Stunde nach vollständiger Aufladung vom Adapter. Der Wave Solo verfügt über ein Sicherheitssystem, um ein etwaiges Überladen zu vermeiden. Allerdings kann vermehrtes Überladen des Wave Solo zu einer verkürzten Lebensdauer führen.

6. DEN Wave Solo NICHT VERBRENNEN ODER FLAMMEN AUSSETZEN. Der integrierte Akku könnte explodieren und zu Verletzungen oder Schäden führen. Wenn der Akku Feuer fängt, können giftige Dämpfe oder Stoffe entstehen.

7. Das Ladekabel des Wave Solo NICHT BRECHEN, FALLEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN. Ein Ladekabel, das einen heftigen Schlag erhalten hat, fallen gelassen, überfahren oder beschädigt wurde, darf nicht mehr verwendet werden.

8. CHEMIKALIEN IM AKKU KÖNNEN SCHLIMME VERÄTZUNGEN VERURSACHEN. Der integrierte Akku darf nicht mit Haut, Augen oder Mund in Kontakt kommen. Wenn ein beschädigter Akku Chemikalien verliert, entsorgen Sie ihn mit Gummi- oder Neoprenhandschuhen. Wenn die Haut mit Akkuflüssigkeit in Berührung kommt, waschen Sie die betroffenen Bereiche gründlich mit Wasser und Seife und spülen Sie sie anschließend mit Essig ab. Wenn Ihre Augen mit der Akkuflüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie sie umgehend für 20 Minuten mit Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf. Entsorgen Sie jegliche kontaminierte Kleidung.

9. NICHT UNTER DECKEN UND KISSEN VERWENDEN. Es kann zu einer überhöhten Hitzeentwicklung kommen, die zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen kann.

10. LAGERN DES Wave Solo. Kühl und trocken lagern. Lagern Sie den Wave Solo nicht in einem Umfeld, in dem die Temperaturen 40 °C übersteigen können, wie zum Beispiel während des Sommers in direktem Sonnenlicht, in einem Fahrzeug oder in einem Metallgehäuse.

11. **AKKUENTSORGUNG.** Der integrierte Theragun Lithium-Ionen-Akku für den Wave Solo ist umweltfreundlicher als andere Akkus (z. B. Nickel-Cadmium-Akkus). Entsorgen Sie den Wave Solo grundsätzlich gemäß den Vorgaben der Regierung, der Region oder der Gemeinde. Kontaktieren Sie ein Recyclingunternehmen in Ihrer Region, um die Adresse Ihres nächstgelegenen Recyclinghofs zu erfahren. Auch entladene Akkus enthalten noch Energie. Bevor Sie einen Akku entsorgen, überkleben Sie die 12-V-Verbinder des Wave Solo mit Isolierband, um einen Kurzschluss und daraus resultierende Brände oder Explosionen zu vermeiden.

12. **NICHT ZERLEGEN.** Ein Zerlegen oder ein falsches Zusammenbauen kann zu Stromschlägen, Bränden oder Explosion der Akkuchemikalien führen. Die Garantie erlischt, sobald der Wave Solo zerlegt oder Teile davon entfernt wurden.

13. **SERVICE.** Wenn der Wave Solo nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen Schlag erhalten hat, fallen gelassen, beschädigt oder im Freien vergessen wurde oder ins Wasser gefallen ist, sollten Sie ihn nicht weiter verwenden und Therabody per E-Mail kontaktieren unter [info@Therabody.com](mailto:info@Therabody.com) für eine etwaige Reparatur oder einen Service. Versuchen Sie nicht, den Wave Solo selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Dies kann einen Stromschlag oder Brand verursachen.

14. **NICHT IN BADEWANNEN, DUSCHEN ODER WASCHBECKEN VERWENDEN.** Bewahren Sie den Wave Solo nicht an Orten auf, an denen es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen bzw. hineingezogen werden kann. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung bringen. Nicht nach Geräten greifen, die ins Wasser gefallen sind. Sofort vom Strom nehmen.

15. **HITZESCHUTZ.** Der Wave Solo verfügt über einen automatischen Hitzeschutz, der das Gerät ausschaltet und ein Überhitzen und in Brand geraten des Wave Solo verhindert.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Dieses Gerät enthält Batterien, die nur durch von Therabody autorisiertes Personal ausgetauscht werden können.

Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie auf [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Um eine Kopie der Garantie per Post zu erhalten, senden Sie einen entsprechenden Antrag an die folgende Adresse:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Hinweis: Es handelt sich hierbei weder um eine Rücksendeadresse noch um ein Geschäft. An diesem Standort werden keine Produkte oder Pakete angenommen.

## FRENCH PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'appareil Wave Solo™ est destiné à une utilisation commerciale ou domestique. Nous nous attachons à rendre le Wave Solo aussi sûr que possible. Il s'agit d'un appareil mécanique à la conception avancée qui contient des composants électriques. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure si le Wave Solo ou ses accessoires ne sont pas utilisés ou entretenus correctement. Ne pas utiliser le Wave Solo sur votre tête ou à proximité de vos parties intimes. Ne pas utiliser le Wave Solo au-dessus de la taille pendant la grossesse. Ne pas laisser les cheveux se prendre dans une quelconque partie mobile du Wave Solo. Ne pas utiliser le Wave Solo sur la pomme d'Adam ou la vertèbre C4. Ne pas mouiller le Wave Solo. Nettoyer uniquement le Wave Solo à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon légèrement humidifié. Ne pas obstruer les bouches d'aération du moteur. Ne jamais tenter de démonter le Wave Solo. Ne jamais ranger le Wave Solo dans un endroit où les températures dépassent 40 °C. Charger uniquement le Wave Solo lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C. Ne jamais exposer le Wave Solo ou son adaptateur à l'eau. En cas d'inutilisation pendant une durée prolongée, charger complètement la batterie du Wave Solo. Ce produit n'a pas vocation à diagnostiquer, guérir ou prévenir une quelconque maladie. AVANT D'UTILISER OU DE CHARGER LE Wave Solo, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE FIGURANT

DANS CETTE NOTICE ET SUR LE Wave Solo. Lors de l'utilisation de l'appareil Wave Solo, il convient de prendre certaines précautions de base en tout temps, notamment :

1. **UTILISER UNIQUEMENT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.** Utiliser le Wave Solo conformément aux instructions fournies dans la notice. N'effectuer aucune opération de maintenance autre que celles montrées dans la notice du Wave Solo ou recommandées par Therabody.
2. **NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS.** Le Wave Solo ne convient pas aux enfants ou aux personnes qui présentent des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles ne l'utilisent sous la supervision d'une personne responsable, en suivant ses instructions. Interdire aux enfants d'utiliser le Wave Solo comme un jouet. Il convient d'être particulièrement attentif lorsqu'utilisé par un enfant ou à proximité de ce dernier. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le Wave Solo ou son adaptateur.
3. **ÉVITER LE RISQUE DE BLESSURE.** Brancher le câble inclus dans l'emballage à l'adaptateur secteur USB de votre choix pour charger le Wave Solo. Vous pouvez également charger le Wave Solo avec un chargeur USB-C normal certifié par une autorité compétente. Ne pas utiliser un adaptateur secteur qui n'est pas certifié ou qui a reçu un choc violent, est tombé ou a été autrement endommagé.
4. **LIEUX DE CHARGEMENT APPROPRIÉS.** Le Wave Solo doit être chargé à l'intérieur, dans un endroit sec et aéré. Ne pas charger le Wave Solo à l'extérieur, dans une salle de bains, ou à moins de 3 mètres d'une baignoire ou d'une piscine. Ne pas utiliser le Wave Solo sur des surfaces mouillées et ne pas exposer l'appareil à l'humidité, la pluie ou la neige. Ne pas utiliser le Wave Solo dans une atmosphère explosive (en présence d'émanations gazeuses, de poussière ou de substances inflammables). Une telle utilisation pourrait causer des étincelles et éventuellement un incendie.
5. **NE PAS SURCHARGER.** Ne pas laisser le Wave Solo connecté à l'adaptateur pendant plus d'une heure après le chargement complet de la batterie. Le Wave Solo intègre un système de protection permettant d'éviter les risques de surcharge. Cependant, la surcharge de la batterie réduit l'autonomie du Wave Solo au fil du temps.
6. **NE PAS BRÛLER OU INCINÉRER L'APPAREIL Wave Solo.** La batterie interne peut exploser et provoquer des blessures ou des dommages. Des émanations et substances toxiques sont libérées lorsque la batterie est brûlée.
7. **NE PAS ÉCRASER, FAIRE TOMBER OU ENDOMMAGER** le câble de chargement du Wave



Solo. Ne pas utiliser un câble de chargement qui a reçu un choc violent, est tombé, a été écrasé ou autrement endommagé.

**8. LES PRODUITS CHIMIQUES CONTENUS DANS LA BATTERIE PEUVENT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES.** Éviter tout contact entre les produits contenus dans la batterie et la peau, les yeux ou la bouche. En cas de fuite de produits chimiques, utiliser des gants en caoutchouc ou néoprène pour jeter la batterie endommagée. En cas de contact des fluides de la batterie avec la peau, laver avec de l'eau et du savon, puis rincer avec du vinaigre. En cas de contact des produits chimiques contenus dans la batterie avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau pendant 20 minutes et consulter un médecin. Retirer et jeter tout vêtement contaminé.

**9. NE PAS FAIRE FONCTIONNER SOUS UNE COUVERTURE OU UN OREILLER.** Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.

**10. RANGER LE Wave Solo.** Ranger dans un endroit sec et tempéré. Ne pas ranger ou laisser le Wave Solo dans un endroit où les températures peuvent dépasser 40 °C, comme à la lumière directe du soleil, dans un véhicule ou un bâtiment métallique en été.

**11. JETER LES BATTERIES.** Les batteries internes lithium-ion du Wave Solo sont plus écologiques que certains autres types de batteries (par ex., nickel-cadmium). Néanmoins, il faut toujours jeter le Wave Solo conformément aux réglementations gouvernementales, régionales et locales en vigueur. Contacter un organisme de recyclage dans votre région pour connaître l'emplacement des points de recyclage. Même les batteries déchargées contiennent de l'énergie. Avant de jeter l'appareil, utiliser un ruban isolant pour recouvrir les connecteurs 12 V du Wave Solo afin d'éviter tout court-circuit de la batterie, ce qui pourrait causer un incendie ou une explosion.

**12. NE PAS DÉMONTER.** Le mauvais démontage ou remontage peut causer un risque de décharge électrique, d'incendie ou d'exposition à des produits chimiques. La garantie est nulle si le Wave Solo est démonté ou si l'un de ses composants est retiré.

**13. RÉPARATIONS.** Si le Wave Solo ne fonctionne pas correctement, a reçu un choc violent, est tombé au sol ou dans l'eau, a été endommagé ou laissé à l'extérieur, cesser toute utilisation et contacter Therabody par e-mail à l'adresse [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) pour réparation ou remise en état. Ne pas tenter de réparer ou démonter le Wave Solo seul, afin d'éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie.

**14. NE PAS UTILISER EN PRENANT UN BAIN OU SOUS LA DOUCHE, DANS UNE BAIGNOIRE OU UN ÉVIER.** Ne jamais placer ou ranger le Wave Solo à proximité d'une baignoire ou d'un évier afin d'éviter tout accident. Ne jamais placer ou faire tomber dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais

toucher un appareil qui est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement.

15. **LIMITATEUR THERMIQUE.** Le Wave Solo dispose d'un limiteur thermique à réarmement automatique qui éteint l'appareil afin d'éviter toute surchauffe ou incendie.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans ou des personnes qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, sauf s'ils ont reçu une supervision ou une formation d'une personne responsable. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas être effectué par un enfant sans surveillance.

Cet appareil est doté d'une batterie intégrée uniquement remplaçable par le personnel qualifié de Therabody.

Cet appareil est doté d'une batterie intégrée non interchangeable.

### **GARANTIE LIMITÉE.**

Pour voir toutes les informations relatives à la garantie, veuillez consulter la page [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Pour demander une copie de la garantie par courrier, vous pouvez envoyer votre demande à l'adresse suivante :

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Veuillez noter que cette adresse n'est ni une adresse de retour ni un point de vente. Aucun produit ou colis ne sera accepté à cette adresse.

### **ITALIAN AVVERTENZE**

Wave Solo™ è destinato a uso commerciale o domestico. Ci impegniamo per rendere Wave Solo quanto più sicuro possibile. Si tratta di un dispositivo meccanico avanzato dotato di componenti

elettrici. Se Wave Solo e i suoi accessori non vengono usati o conservati correttamente, sussiste il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni. Non usare Wave Solo sulla testa o in prossimità dei genitali. Non usare Wave Solo sopra il ventre durante la gravidanza. Evitare di far impigliare i capelli in parti mobili di Wave Solo. Non usare Wave Solo sul pomo d'Adamo o in corrispondenza della vertebra C4. Non bagnare Wave Solo. Pulire Wave Solo unicamente con una spugnetta o con un panno leggermente inumidito. Non ostruire le prese d'aria del motore. Non tentare di smontare Wave Solo. Non conservare Wave Solo a temperature superiori ai 40 °C. Caricare Wave Solo unicamente quando la temperatura ambiente è compresa tra 0 °C e 40 °C. Non far entrare Wave Solo a contatto con l'acqua. Se riposto per un lungo periodo di tempo, Wave Solo deve essere completamente caricato. Questo prodotto non è destinato ad essere usato per diagnosi, trattamento o prevenzione di malattie. **PRIMA DI UTILIZZARE O DI CARICARE Wave Solo, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E GLI AVVISI CONTENUTI NEL PRESENTE MANUALE E SU Wave Solo.** Durante l'uso di Wave Solo, è necessario osservare queste precauzioni fondamentali, tra cui:

- 1. USARE SOLO COME RIPORTATO NELLE ISTRUZIONI.** Usare Wave Solo seguendo le indicazioni di questo Manuale di istruzioni. Non svolgere operazioni di manutenzione se non come indicato nel Manuale di istruzioni di Wave Solo o come consigliato da Therabody.
- 2. NON ADATTO AI BAMBINI.** Wave Solo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte, ovvero prive di esperienza e conoscenze, a meno che non si trovino sotto la supervisione o il controllo di una persona responsabile. Non consentire che Wave Solo venga utilizzato come un giocattolo. Prestare l'attenzione necessaria quando è utilizzato da o vicino a bambini. Accertarsi che i bambini non giochino con Wave Solo.
- 3. RIDUZIONE DEL RISCHIO DI LESIONI.** Caricare Wave Solo collegando il cavo incluso nella confezione al proprio adattatore USB CA. È possibile ricaricare Wave Solo anche tramite un caricabatterie USB-C certificato da un organismo competente. Non utilizzare adattatori CA non certificati o che abbiano subito un urto violento, siano caduti o siano stati danneggiati in qualsiasi modo.
- 4. AMBIENTI DI RICARICA.** Wave Solo deve essere caricato all'interno di luoghi ben aerati e asciutti. Non caricare Wave Solo all'esterno, in bagno o in un raggio di 3 metri da vasche o piscine. Non usare Wave Solo su superfici bagnate e non esporre il dispositivo a umidità, pioggia o neve. Non usare Wave Solo in presenza di atmosfere esplosive (emissioni gassose, polvere o materiali infiammabili), poiché possono generarsi scintille che possono causare incendi.
- 5. NON SOVRACCARICARE.** Non lasciare Wave Solo collegato all'adattatore più di un'ora dopo il

completamento della ricarica. Wave Solo è dotato di un sistema di protezione che evita il rischio di sovraccarico. Ad ogni modo, i sovraccarichi possono ridurne la durata nel tempo.

6. **NON BRUCIARE O GETTARE NEL FUOCO** Wave Solo. La batteria interna potrebbe esplodere, provocando danni o lesioni personali. La combustione della batteria crea fumi e materiali tossici.

7. **NON SCHIACCIARE, FAR CADERE O DANNEGGIARE** il cavo di ricarica di Wave Solo. Non utilizzare cavi di ricarica che abbiano subito un urto violento, siano caduti, o siano stati schiacciati o danneggiati in qualsiasi modo.

8. **LE SOSTANZE CHIMICHE CONTENUTE NELLE BATTERIE POSSONO PROVOCARE GRAVI USTIONI.** Evitare il contatto tra batteria interna e pelle, occhi e bocca. Se da una batteria danneggiata fuoriescono sostanze chimiche, usare guanti di gomma o di neoprene per lo smaltimento. Se la pelle entra in contatto con liquidi fuoriusciti dalla batteria, lavarsi con acqua e sapone quindi sciacquare con aceto. Se sostanze chimiche contenute nella batteria entrano in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per venti minuti e rivolgersi al medico. Togliere eventuali abiti contaminati e gettarli.

9. **NON UTILIZZARE SOTTO COPERTE E CUSCINI.** Può verificarsi un surriscaldamento e provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.

10. **CONSERVAZIONE DI Wave Solo.** Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non conservare Wave Solo in luoghi in cui le temperature possono superare i 40 °C, ad esempio sotto la luce solare diretta, in un veicolo o in una struttura metallica durante l'estate.

11. **SMALTIMENTO DELLE BATTERIE.** Le batterie interne al litio Theragun per Wave Solo sono più ecologiche di altri tipi di batterie (ad es. nichel-cadmio). Smaltire sempre le batterie di Wave Solo come previsto dalle normative locali. Rivolgersi a un ente locale competente per sapere quali sono le aree di riciclaggio. Anche le batterie scariche contengono energia. Prima di gettarle, usare del nastro isolante per coprire il connettore 12 V di Wave Solo al fine di evitare cortocircuiti della batteria che potrebbero provocare incendi o esplosioni.

12. **NON SMONTARE.** Lo smontaggio o il riassetto scorretto possono comportare il rischio di scosse elettriche, incendi o contatto con sostanze chimiche contenute nelle batterie. Se Wave Solo viene smontato o se alcune parti vengono rimosse, la garanzia sarà nulla.

13. **ASSISTENZA.** Se Wave Solo non funziona correttamente, ha subito urti violenti o è caduto, ha subito danni, è rimasto all'aperto o è stato fatto cadere in acqua, non utilizzarlo e inviare un'e-mail a Therabody all'indirizzo [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) per riparazione o assistenza. Non tentare di riparare o smontare Wave Solo; in caso contrario, si possono provocare scosse elettriche o incendi.

14. **NON USARE DURANTE IL BAGNO O SOTTO LA DOCCIA, NELLA VASCA O NEL LAVANDINO.** Non collocare o riporre Wave Solo dove potrebbe accidentalmente cadere in vasche da bagno o lavandini. Non immergere né far cadere in acqua o in altri liquidi. Non tentare di recuperare un dispositivo caduto in acqua. Scollegarlo immediatamente dalla corrente.
15. **LIMITATORE TERMICO.** Wave Solo è dotato di un limitatore termico per l'azzeramento automatico che lo spegne per evitare surriscaldamento e incendi.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Questo dispositivo contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale autorizzato da Therabody

Questo dispositivo contiene batterie non sostituibili.

### **GARANZIA LIMITATA**

Per informazioni dettagliate sulla garanzia, si prega di visitare il sito [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Per richiedere una copia della garanzia per e-mail, inviare un messaggio al seguente indirizzo:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Si prega di notare che non si tratta di un indirizzo per i resi o di un rivenditore. A questo indirizzo non saranno accettati prodotti o pacchi.

## SPANISH ADVERTENCIAS

El Wave Solo™ está destinado al uso comercial o doméstico. Nos esforzamos por que el Wave Solo sea lo más seguro posible. Es un dispositivo mecánico avanzado con componentes eléctricos. Si el Wave Solo y sus accesorios no se utilizan o mantienen correctamente, existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión. No utilices el Wave Solo en la cabeza o cerca de los genitales. No utilices el Wave Solo sobre la cintura durante el embarazo. No deje que el pelo quede atrapado en cualquier pieza móvil del Wave Solo. No utilice el Wave Solo sobre la nuez o la vértebra C4. No dejes que el Wave Solo se moje. Limpia el Wave Solo solo con un borrador mágico o una toalla ligeramente húmeda. No bloquee las rejillas del motor. Nunca intentes desmontar el Wave Solo. Nunca almacene el Wave Solo a temperaturas superiores a 40 °C/104 °F. Carga el Wave Solo solo cuando la temperatura ambiente sea de entre 0 °C/32 °F y 40 °C/104 °F. Nunca expongas el Wave Solo al agua. Para el almacenamiento a largo plazo, el Wave Solo debe estar totalmente cargado. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades. ANTES DE UTILIZAR O CARGAR EL Wave Solo, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL, DEL CARGADOR Y DEL Wave Solo. Al utilizar el Wave Solo, siempre se deben seguir estas precauciones básicas, que incluyen:

1. UTILÍCELO SOLO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES. Utiliza el Wave Solo tal como se describe en este Manual de instrucciones. No realices ningún mantenimiento que no sea el que se indica en el manual de instrucciones del Wave Solo o el que aconseja Therabody.
2. NO RECOMENDADO PARA NIÑOS. El Wave Solo no está destinado para el uso por parte de niños pequeños o personas con capacidades reducidas desde el punto de vista físico, sensorial o de razonamiento, o sin experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable los supervise o les dé instrucciones. No permitas que el Wave Solo se utilice como un juguete. Se debe prestar especial atención cuando lo utilicen niños o se utilice cerca de ellos. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el Wave Solo.
3. REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES. Carga el Wave Solo conectando el cable incluido en el paquete en su adaptador USB de CA. El Wave Solo también se puede cargar con un cargador USB-C normal certificado por un organismo competente. No utilices un adaptador de CA que no esté certificado o que haya recibido un golpe fuerte, se haya caído o se haya dañado de cualquier forma.

4. **UBICACIONES DE CARGA.** El Wave Solo se debe cargar en interiores en una ubicación bien ventilada y seca. No cargues el Wave Solo en exteriores, en un cuarto de baño o a 10 pies (3,1 metros) de una bañera o piscina. No utilices el Wave Solo en superficies mojadas y no expongas el dispositivo a humedad, lluvia o nieve. No utilices el Wave Solo en caso de atmósferas explosivas (emanación de gases, polvo o materiales inflamables). Pueden generarse chispas, lo que podría provocar un incendio.
5. **NO LO SOBRECARGUES.** No dejes el Wave Solo conectado al adaptador más de una hora después de que este se haya cargado completamente. El Wave Solo incluye un sistema de protección para evitar el riesgo de sobrecarga. Sin embargo, la sobrecarga del Wave Solo puede reducir su vida útil con el tiempo.
6. **NO QUEMES NI INCINERE EL Wave Solo.** La batería interna puede explotar, provocando lesiones personales o daños materiales. Se producen gases y materiales tóxicos cuando se quema la batería.
7. **NO MACHAQUES, DEJES CAER NI DAÑES EL CABLE CARGADOR DEL Wave Solo.** No utilices un cable cargador que haya recibido un golpe fuerte, se haya caído, se haya aplastado o dañado de cualquier forma.
8. **LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA BATERÍA PUEDEN PROVOCAR QUEMADURAS GRAVES.** Nunca dejes que la batería interna entre en contacto con la piel, los ojos o la boca. Si una batería dañada derrama sustancias químicas, utiliza guantes de goma o de neopreno para desecharla. Si la piel se ve expuesta a líquidos de la batería, lávala con jabón y agua y, a continuación, enjuágala con vinagre. Si los ojos se ven expuestos a sustancias químicas de la batería, enjuágalos inmediatamente con agua durante 20 minutos y busca asistencia médica. Quitarte la ropa contaminada y deséchala.
9. **NO LO USES DEBAJO DE UNA MANTA O ALMOHADA.** Se puede producir un calor excesivo que puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
10. **ALMACENAMIENTO DEL Wave Solo.** Almacénalo en un lugar fresco y seco. No almacenes el Wave Solo cuando las temperaturas puedan superar los 40 °C/104 °F, como bajo la luz solar directa, en un vehículo o construcción metálica durante el verano.
11. **ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS.** Las baterías de ion de litio internas de Theragun para el Wave Solo son más ecológicas que algunos otros tipos de baterías (p. ej., níquel-cadmio). Desecha siempre el Wave Solo según las normativas gubernamentales, regionales y locales. Ponte en contacto con un centro de reciclaje de tu zona para conocer los puntos limpios y de reciclaje. Incluso descargadas, las baterías tienen cierta energía. Antes de desecharlo, utiliza cinta aislante para cubrir el conector de 12 V del Wave Solo para evitar que la batería se cortocircuite, lo que podría provocar un incendio.

o una explosión.

12. **NO DESMONTAR.** El desmontaje o reensamblaje incorrectos del dispositivo pueden suponer un riesgo de descarga eléctrica, incendio o exposición a las sustancias químicas de la batería. La garantía se anulará si el Wave Solo o el adaptador se desmontan o si se ha extraído cualquier pieza.

13. **SERVICIO.** Si el Wave Solo no funciona correctamente, ha recibido un golpe fuerte o se ha caído, dañado, dejado en el exterior o caído dentro del agua, no lo utilices y ponte en contacto con Therabody a través del correo electrónico [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) para que realicen la reparación o el mantenimiento. No intentes reparar ni desmontar el Wave Solo ya que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

14. **NO LO UTILICES MIENTRAS TE BAÑAS O ESTÁS EN LA DUCHA, LA BAÑERA O EL LAVABO.** No coloques ni almacenes el Wave Solo donde se pueda caer hacia una bañera o lavabo. No lo sumerjas ni permitas que caiga en agua u otro líquido. No agarres un aparato eléctrico que haya caído dentro del agua. Desenchúfalo inmediatamente.

15. **LIMITADOR TÉRMICO.** El Wave Solo utiliza un limitador térmico de reinicio automático que apaga el Wave Solo para evitar el sobrecalentamiento e incendios.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.

Este dispositivo contiene baterías que sólo pueden ser reemplazadas por personal autorizado por Therabody.

Este dispositivo contiene baterías que no son reemplazables.

## **GARANTÍA LIMITADA**

Para obtener toda la información de la garantía, visita [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Para solicitar una copia de la garantía por correo, puedes enviar una solicitud a la siguiente dirección:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service



3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Ten en cuenta que esta no es una dirección para devoluciones ni un punto de venta minorista. No se aceptará ningún producto ni paquete en esta ubicación.

## **NORWEGIAN ADVARSLER**

Wave Solo™ er ment for kommersiell bruk eller hjemmebruk. Vi har fokus på å gjøre Wave Solo så trygg som mulig. Dette er et avansert mekanisk verktøy med elektriske komponenter. Hvis Wave Solo og tilbehøret ikke brukes eller vedlikeholdes i tilstrekkelig grad, kan det skape risiko for brann, elektrisk støt eller skade. Wave Solo må ikke brukes over hodet eller i nærheten av genitaliene dine. Wave Solo må ikke brukes over livet under graviditet. Ikke sett fast håret i noen bevegelige deler av Wave Solo. Wave Solo må ikke brukes over adamseplet eller C4. Ikke la Wave Solo bli våt. Wave Solo skal kun rengjøres med en magiske vaskeklut eller med et fuktig håndkle. Ikke blokker luftehullene på motoren. Aldri forsøk å demontere Wave Solo. Ikke oppbevar Wave Solo ved temperaturer over 40 °C. Lad Wave Solo bare når omgivelsestemperaturen er mellom 0 °C og 40 °C. Ikke utsett Wave Solo for vann. For langvarig lagring bør Wave Solo lades helt opp. Dette produktet er ikke ment for å diagnostisere, behandle eller forebygge sykdommer. **LES ALLE BRUKSANVISNINGER OG ADVARSLER I DENNE HÅNDBOKEN OG PÅ Wave Solo FØR BRUK ELLER LADING AV Wave Solo.** Følg alltid disse forholdsreglene under bruken av Wave Solo:

- 1. BRUK KUN SOM ANVIST.** Bruk Wave Solo som beskrevet i denne Wave Solo-bruksanvisningen. Ikke utfør vedlikehold annet enn det som er vist i bruksanvisningen for Wave Solo eller som anbefalt av Therabody.
- 2. IKKE FOR BARN.** Wave Solo er ikke beregnet til bruk av unge barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har er under tilsyn eller har blitt gitt opplæring i bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Wave Solo skal ikke brukes som en leke. Det er nødvendig med strengt tilsyn ved bruk av eller i nærheten av barn. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med Wave Solo.

3. **REDUSERE FAREN FOR SKADE.** Lad Wave Solo ved å plugge kabelen inkludert i pakningen til din egen USB-AC adapter. Wave Solo kan også lades med en regulær USB-C-lader sertifisert av et kompetent organ. Ikke bruk en vekselstrømsadapter som ikke er sertifisert, eller som har fått et kraftig slag, falt eller skadet på noen måte.

4. **LADEPLASSERINGER.** Wave Solo bør lades innendørs i godt ventilerte og tørre omgivelser. Wave Solo må ikke lades utendørs, på badeværelser eller innen 3,1 meter fra et badekar eller svømmebasseng. Wave Solo må ikke brukes på våte overflater, og det må heller ikke eksponeres for fuktighet, regn eller snø. Ikke bruk Wave Solo eller adapteren i nærheten av eksplosjonsfarlige stoffer (gasser, støv eller brennbare materialer). Gnister kan genereres og eventuelt forårsake brann.

5. **UNNGÅ OVERLADING.** Wave Solo må ikke kobles til adapteren i mer enn en time etter at Wave Solo er fulladet. Wave Solo har et beskyttelsessystem for å unngå at den overlades. Overlading av Wave Solo kan redusere levetiden dens.

6. **Wave Solo MÅ IKKE BRENNES.** Det interne batteriet kan eksplodere og forårsake personskade eller skade på utstyr. Giftige gasser og materialer dannes ved brenning av batteriet.

7. **Wave Solo-ladekabelen MÅ IKKE KNUSES, SLIPPES ELLER SKADES.** Ikke bruk en lader som har fått et skarpt slag eller blitt mistet, kjørt over eller skadet på noen måte.

8. **BATTERIKJEMIKALIER FORÅRSAKER ALVORLIGE BRANNSKADER.** La aldri det interne batteriet komme i kontakt med hud, øyne eller munn. Hvis et skadet batteri lekker kjemikalier, bruk gummi- eller neoprenhansker for fjerning. Hvis huden utsettes for batterivæsker, vask med såpe og vann og skyllderetter med eddik. Hvis øynene utsettes for batterikjemikalier, skyllderetter med vann i 20 minutter og søk legehjelp. Fjern og kast forurensede klær.

9. **MÅ IKKE BRUKES UNDER TEPPE OG PUTE.** Overdreven oppvarming kan forekomme og forårsake brann, elektrisk støt eller personskader.

10. **OPPBEVARING AV Wave Solo.** Oppbevares på et kjølig, tørt sted. Wave Solo må ikke oppbevares der temperaturen kan overskride 40 °C, f.eks. i direkte sollys, i et kjøretøy eller i en metallbygning om sommeren.

11. **AVHENDING AV BATTERIER.** De interne litium-batteri fra Theragun for Wave Solo er mer miljøvennlige visse noen andre typer batterier (f.eks. nikkel-kadmium). Avhend alltid Wave Solo i henhold til offentlige, regionale og lokale forskrifter. Ta kontakt med et gjenvinningsbyrå i området for resirkulering. Selv utladete batterier inneholder litt energi. Før du kaster apparatet, bruk elektrisk tape for å dekke Wave Solos 12V-kobling for å hindre at batteriet kortslutter, noe som kan føre til brann

eller eksplosjon.

12. **MÅ IKKE DEMONTERES.** Demontering eller feil montering kan medføre fare for elektrisk støt, brann eller utsettelse for batterikjemikalier. Garantien vil bli annullert dersom Wave Solo demonteres eller hvis noen deler fjernes.

13. **SERVICE.** Hvis Wave Solo ikke fungerer skikkelig, har fått et skarpt slag, har blitt mistet i bakken, skadet, lagt igjen utendørs, eller sluppet i vann, ikke bruk den og kontakt Therabody ved å sende en e-post til [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) for reparasjon eller service. Ikke forsøk å reparere eller demontere Wave Solo, da dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

14. **MÅ IKKE BRUKES UNDER BADING ELLER I DUSJEN, BADEKARET ELLER VASKEN.** Wave Solo må ikke plasseres eller oppbevares der den kan falle ned eller havne i et badekar eller en vask. Ikke plasser inn eller slipp i vann eller annen væske. Ikke prøv å nå et apparat som har falt ned i vann. Koble fra umiddelbart.

15. **VARMEBEGRENSER.** Wave Solo bruker en automatisk tilbakestillt varmebegrenser som stenger av Wave Solo for å hindre overoppheting og brann.

Denne enheten kan brukes av barn over 8 år og personer med redusert fysisk, sensorisk og mental evne, eller med manglende erfaring og kunnskap, under oppsyn - eller hvis nødvendig opplæring gis slik at den brukes på en trygg måte. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Denne enheten bruker batterier som bare kan byttes av autorisert Therabody-personell.

Denne enheten bruker batterier som ikke kan byttes.

## **BEGRENSET GARANTI**

For full garantiinformasjon, besøk [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). For å be om en kopi av garantien via post, kan du sende en forespørsel til følgende adresse:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Vennligst merk at dette ikke er en returadresse eller en butikk. Ingen produkter eller pakker blir god tatt på denne adressen.

## **POLISH OSTRZEŻENIA**

Urządzenie Wave Solo™ jest przeznaczone do zastosowania komercyjnego lub domowego. Dbamy o to, aby urządzenie Wave Solo było jak najbardziej bezpieczne. Jest to zaawansowane urządzenie mechaniczne z elementami elektronicznymi. W przypadku nieprawidłowego zastosowania lub konserwacji urządzenia Wave Solo oraz akcesoriów istnieje ryzyko spowodowania pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń. Nie stosować urządzenia Wave Solo na głowie ani w pobliżu narządów płciowych. Nie stosować urządzenia Wave Solo powyżej talii w czasie ciąży. Należy uważać, aby włosy nie zostały wciągnięte w którąś z ruchomych części urządzenia Wave Solo. Nie stosować urządzenia Wave Solo w pobliżu grdyki ani 4-ego kręgu szyjnego. Nie moczyć urządzenia Wave Solo. Urządzenie Wave Solo należy czyścić „magiczną gąbką” lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie zatykać otworów wentylacyjnych silnika. Nigdy nie próbować demontować urządzenia Wave Solo. Nigdy nie należy przechowywać urządzenia Wave Solo w temperaturze powyżej 40°C/104°F. Urządzenie Wave Solo należy ładować tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi od 0°C/32°F do 40°C/104°F. Nigdy nie wystawiać urządzenia Wave Solo na działanie wody. Przed dłuższym okresem magazynowania urządzenia Wave Solo należy je w pełni naładować. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania chorób, ich leczenia ani zapobiegania im. **PRZED KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA Wave Solo LUB JEGO ŁADOWANIEM NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI ORAZ OSTRZEŻENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU I NA SAMYM URZĄDZENIU Wave Solo.** Używając urządzenia Wave Solo, należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych wskazówek bezpieczeństwa:

1. **UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.** Korzystać z urządzenia Wave Solo wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Instrukcji użytkownika Wave Solo. Nie należy przeprowadzać żadnych czynności konserwacyjnych innych niż te przedstawione w Instrukcji użytkownika Wave Solo lub zalecane przez firmę Therabody.
2. **URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DLA DZIECI.** Wave Solo nie jest przeznaczone do zas-

tosowania przez małe dzieci lub osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem odpowiedzialnej osoby lub po udzieleniu przez nią instrukcji. Urządzeniem Wave Solo nie wolno się bawić. Wymagane jest zachowanie najwyższej ostrożności w przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci lub gdy znajdują się one w pobliżu. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem Wave Solo.

**3. MINIMALIZOWANIE RYZYKA OBRAŻEŃ.** Urządzenie Wave Solo należy naładować, podłączając dołączony do zestawu przewód do wybranego zasilacza AC ze złączem USB. Urządzenie Wave Solo można również ładować zwykłą ładowarką USB-C z certyfikatem właściwej instytucji. Nie używać zasilacza AC, który nie posiada certyfikatu lub który został poddany mocnemu uderzeniu, został upuszczony lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.

**4. MIEJSCE ŁADOWANIA.** Urządzenie Wave Solo należy ładować w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach. Nie ładować urządzenia Wave Solo na dworze, w łazience ani w odległości do 3,1 m (10 stóp) od wanny lub basenu. Nie używać urządzenia Wave Solo na mokrych powierzchniach i nie narażać urządzenia na działanie wilgoci, deszczu ani śniegu. Nie używać urządzenia Wave Solo w obszarach zagrożonych wybuchem (opary gazów, pył lub materiały palne). Mogą powstać iskry, które mogłyby wzniecić pożar.

**5. NIE DOPUSZCZAĆ DO NADMIERNEGO NAŁADOWANIA.** Nie pozostawiać urządzenia Wave Solo podłączonego do zasilacza na dłużej niż godzinę po całkowitym naładowaniu urządzenia. Urządzenie Wave Solo jest wyposażone w system zabezpieczający przed nadmiernym naładowaniem. Nadmierne naładowanie urządzenia Wave Solo może jednak spowodować skrócenie czasu jego eksploatacji.

**6. NIE PODPALAĆ** urządzenia Wave Solo. Akumulator wewnętrzny może wybuchnąć, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Podczas spalania akumulatora wytwarzane są toksyczne opary i materiały.

**7. NIE NALEŻY ZGNIATAĆ, UPUSZCZAĆ I POWODOWAĆ USZKODZEŃ** przewodu do ładowania urządzenia Wave Solo. Nie używać przewodu do ładowania, który został poddany mocnemu uderzeniu, został upuszczony, po którym przejechano lub który w jakikolwiek sposób uszkodzono.

**8. SUBSTANCJE CHEMICZNE ZAWARTE W AKUMULATORZE POWODUJĄ POWAŻNE OPARZENIA.** Nigdy nie dopuszczać do kontaktu akumulatora wewnętrznego ze skórą, oczami ani ustami. Jeśli z uszkodzonego akumulatora wyciekają substancje chemiczne, do ich usunięcia należy użyć gumowych lub neoprenowych rękawic. Jeśli skóra została narażona na kontakt z płynami z akumulatora, należy umyć ją wodą z mydłem, a następnie przepłukać octem. Jeśli oczy zostały

narażone na kontakt z substancjami chemicznymi z akumulatora, należy bezzwłocznie przystąpić do płukania ich wodą, kontynuować przez 20 minut, po czym skonsultować się z lekarzem. Zdjąć i wyrzucić skażone ubranie.

9. **NIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA POD KOŁDRĄ ANI PODUSZKĄ.** Może dojść do przegrzania urządzenia, prowadzącego do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

10. **PRZECHOWYWANIE** urządzenia Wave Solo. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać urządzenia Wave Solo w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 40°C/104°F, np. bezpośrednio na słońcu, w pojeździe czy metalowym budynku w lecie.

11. **UTYLIZACJA AKUMULATORÓW.** Wewnętrzne akumulatory litowo-jonowe Theragun do urządzeń Wave Solo są bardziej przyjazne dla środowiska niż niektóre pozostałe rodzaje akumulatorów (np. nikielowo-kadmowe). Urządzenie Wave Solo należy utylizować wyłącznie zgodnie z przepisami rządowymi, regionalnymi i lokalnymi. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddawać urządzenia do recyklingu, należy skontaktować się z jednostką odpowiedzialną za recykling w danym regionie. Nawet rozładowane akumulatory zawierają pewną ilość energii. Przed wyrzuceniem urządzenia należy nakleić taśmę izolacyjną na złącze 12 V urządzenia Wave Solo, aby zapobiec zwarciu akumulatora, które mogłoby spowodować pożar lub wybuch.

12. **NIE DEMONTOWAĆ URZĄDZENIA.** Demontaż lub nieprawidłowy ponowny montaż urządzenia może spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub narażenia na działanie substancji chemicznych zawartych w akumulatorze. Gwarancja straci ważność w przypadku demontażu lub usunięcia jakiegokolwiek części urządzenia Wave Solo.

13. **SERWIS.** Jeśli urządzenie Wave Solo nie działa prawidłowo, zostało mocno uderzone, upuszczone, uszkodzone lub pozostawione na zewnątrz bądź wpadło do wody, nie wolno z niego korzystać; należy skontaktować się z firmą Therabody pod adresem [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) w związku z naprawą lub serwisowaniem urządzenia. Nie podejmować prób naprawy ani demontażu urządzenia Wave Solo, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

14. **NIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA W ZLEWIE, W TRAKCIE KĄPIELI W WANNIE ANI POD PRYSZNICEM.** Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia Wave Solo w miejscach, z których może spaść lub zostać zepchnięte do wanny lub zlewu. Nie wkładać ani nie upuszczać urządzenia do wody czy innych cieczy. Nie sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć je od prądu.

15. **WYŁĄCZNIK TERMICZNY.** Urządzenie Wave Solo zostało wyposażone w automatyczny wyłącznik termiczny, który je wyłącza, aby zapobiec przegrzaniu i pożarowi.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak w bezpieczny sposób korzystać z urządzenia i zdają sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane tylko przez upoważniony personel Therabody.

To urządzenie zawiera niewymienialne baterie.

### **OGRANICZONA GWARANCJA**

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji, należy odwiedzić witrynę [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Aby poprosić o przesłanie kopii gwarancji za pośrednictwem poczty e-mail, należy napisać na następujący adres:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Nie jest to adres do zwrotów ani adres lokalizacji punktu sprzedaży. Nie przyjmujemy żadnych produktów ani paczek pod tym adresem.

### **DUTCH WAARSCHUWINGEN**

De Wave Solo™ is bedoeld voor commercieel of thuisgebruik. We streven ernaar om Wave Solo zo veilig mogelijk te maken. Dit is een geavanceerd mechanisch apparaat met elektrische componenten. Als de Wave Solo en de accessoires niet correct worden gebruikt of onderhouden, bestaat er een risico op brand, elektrische schokken of letsel. Gebruik de Wave Solo niet op uw hoofd of in de buurt

van uw geslachtsdelen. Gebruik de Wave Solo niet boven de taille tijdens de zwangerschap. Zorg dat er geen haar vast komt te zitten in een bewegend deel van de Wave Solo. Gebruik de Wave Solo niet boven uw adamsappel of vierde nekwervel C4. Zorg ervoor dat de Wave Solo niet nat wordt. Reinig de Wave Solo alleen met een wonderspons of een licht vochtige handdoek. Blokkeer de ventilatieopeningen van de motor niet. Probeer nooit om de Wave Solo te demonteren. Bewaar de Wave Solo nooit bij temperaturen boven 40°C. Laad de Wave Solo alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C. Stel de Wave Solo of de oplader nooit bloot aan water. Voor langdurige opslag moet de Wave Solo volledig zijn opgeladen. Dit product is niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren, behandelen of voorkomen. **VOORDAT U DE Wave Solo GEBRUIKT OF OPLAADT, VERZOEKEN WIJ U ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGSTEKENS IN DEZE HANDLEIDING EN OP DE Wave Solo TE LEZEN.** Wanneer u de Wave Solo gebruikt, moeten deze basis voorzorgsmaatregelen altijd worden opgevolgd, waaronder:

1. **ALLEEN GEBRUIKEN ZOALS GEÏNSTRUEERD.** Gebruik de Wave Solo zoals beschreven in deze Wave Solo Instructiehandleiding. Voer geen ander onderhoud uit dan alleen wat wordt aangegeven in de Wave Solo instructiehandleiding of geadviseerd wordt door Therabody.
2. **NIET VOOR KINDEREN.** De Wave Solo is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of begripsvermogen, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van, of geïnstreued worden door, een verantwoordelijk persoon. Laat de Wave Solo niet als speelgoed gebruiken. Zorgvuldige aandacht is vereist bij gebruik door of in de buurt van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de Wave Solo mini spelen.
3. **VERMINDERING VAN RISICO OP LETSEL.** Laad de Wave Solo op, door de meegeleverde kabel aan te sluiten op de USB-AC-adapter van uw keuze. De Wave Solo kan ook worden opgeladen met een gewone USB-C-oplader die is gecertificeerd door een bevoegde instantie. Gebruik geen AC-adapter die niet is gecertificeerd of die een harde klap heeft gehad, is gevallen of op enige manier is beschadigd.
4. **LOCATIES VOOR OPLADEN.** De Wave Solo moet binnenshuis, op een goed geventileerde, droge plaats worden opgeladen. Laad de Wave Solo niet buitenshuis, in een badkamer of binnen een afstand van 3,1 meter van een badkuip of zwembad op. Gebruik de Wave Solo niet op natte oppervlakken en stel het apparaat niet bloot aan vocht, regen of sneeuw. Gebruik de Wave Solo niet in een explosieve omgeving (gasvormige dampen, stof of brandbare materialen). Er kunnen vonken



worden gegenereerd die brand kunnen veroorzaken.

5. NIET OVERLADEN. Laat de Wave Solo niet langer dan een uur aangesloten aan de adapter, nadat de Wave Solo volledig is opgeladen. De Wave Solo bevat een beveiligingssysteem om het risico van overladen te voorkomen. Overladen van de Wave Solo kan de levensduur in de loop van de tijd verminderen.

6. VERBRAND DE Wave Solo NIET. De interne batterij kan exploderen en persoonlijk letsel of schade veroorzaken. Bij het verbranden van de batterij ontstaan giftige dampen en materialen.

7. De Wave Solo-oplaadkabel NIET PLETTEN, LATEN VALLEN OF BESCHADIGEN. Gebruik geen oplaadkabel die een harde klap heeft gekregen, is gevallen, overreden of op een andere manier is beschadigd.

8. CHEMICALIËN VAN BATTERIJEN VEROORZAKEN ERNSTIGE BRANDWONDEN. Laat de interne batterij nooit in contact komen met de huid, ogen of mond. Als een beschadigde batterij chemicaliën lekt, gebruik dan rubberen of neopreen handschoenen om deze weg te gooien. Als de huid wordt blootgesteld aan vloeistoffen van de batterij, moet u de huid wassen met zeep en water en vervolgens afspoelen met azijn. Als de ogen worden blootgesteld aan chemicaliën van de batterij, moet u onmiddellijk gedurende 20 minuten spoelen met water en medische hulp inroepen. Verontreinigde kleding verwijderen en afvoeren.

9. NIET GEBRUIKEN ONDER EEN DEKEN EN/OF KUSSEN. Er kan oververhitting optreden en dit kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.

10. BEWAREN VAN DE Wave Solo. Bewaren op een koele, droge plaats. Bewaar de Wave Solo niet op een plaats waar de temperatuur de 40°C kan overschrijden, zoals in direct zonlicht, in een voertuig of een metalen gebouw in de zomer.

11. BATTERIJEN WEGGOOIEN. De interne Theragun lithium-ion batterijen voor de Wave Solo zijn milieuvriendelijker dan sommige andere soorten batterijen (bijv. nikkel-cadmium). Gooi de Wave Solo altijd weg in overeenstemming met de nationale, regionale en lokale voorschriften. Neem contact op met een recyclingbedrijf in uw regio voor recyclinglocaties. Zelfs lege batterijen bevatten nog wat energie. Gebruik voor het afvoeren isolatietape om de 12 V-connector van de Wave Solo af te dekken om kortsluiting van de batterij te voorkomen, waardoor brand of een explosie kan worden veroorzaakt.

12. NIET DEMONTEREN. Demontage of onjuiste montage kan het risico op elektrische schokken, brand of blootstelling aan chemicaliën van de batterij tot gevolg hebben. De garantie vervalt als de Wave Solo is gedemonteerd of als er onderdelen zijn verwijderd.

13. SERVICE. Als de Wave Solo niet goed werkt, een harde klap heeft gekregen, is gevallen, beschad-

igd, buiten heeft gelegen of in het water is gevallen, gebruik deze dan niet meer en neem contact op met Therabody door een e-mail te sturen naar [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) voor reparatie of onderhoud. Probeer de Wave Solo niet te repareren of te demonteren, dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

14. NIET GEBRUIKEN IN BAD OF ONDER DE DOUCHE, IN EEN TOBBE OF WASTAFEL. Plaats of bewaar de Wave Solo niet op een plek waar deze in een badkuip of gootsteen kan vallen of erin kan worden getrokken. Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen. Haal een apparaat dat in het water is gevallen er nooit uit. Koppel het onmiddellijk los.

15. THERMISCHE BEGRENZER. De Wave Solo maakt gebruik van een thermische begrenzer met automatische reset die de Wave Solo uitschakelt om oververhitting en brand te voorkomen.

\*Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik op een veilige manier van het apparaat en zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Dit apparaat bevat batterijen die alleen door Therabody geautoriseerd personeel kunnen worden vervangen.

Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.

## **BEPERKTE GARANTIE**

Bezoek voor volledige garantie-informatie [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Om per post een kopie van de garantie aan te vragen, kunt u een verzoek sturen naar het volgende adres:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Let op, dit is geen retouradres of een winkellocatie. Op deze locatie worden geen producten of pakketten geaccepteerd.

## GREEK ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Wave Solo™ προορίζεται για εμπορική ή οικιακή χρήση. Προσπαθούμε να κάνουμε το Wave Solo όσο πιο ασφαλές γίνεται. Πρόκειται για μια εξελιγμένη μηχανική συσκευή με ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν το Wave Solo ή τα εξαρτήματά του δεν χρησιμοποιηθούν ή συντηρηθούν κατάλληλα, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Μη χρησιμοποιείτε το Wave Solo στο κεφάλι σας ή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Μη χρησιμοποιήσετε το Wave Solo πάνω από τη μέση κατά την εγκυμοσύνη. Μην μπλέκετε τρίχες σε οποιοδήποτε από τα κινούμενα μέρη του Wave Solo. Μη χρησιμοποιείτε το Wave Solo πάνω από τον θυρεοειδή χόνδρο ή τον C4. Μη βρέχετε το Wave Solo. Καθαρίστε το Wave Solo μόνο με τη μαγική γόμα ή με μια ελαφρώς υγρή πετσέτα. Μην μπλοκάρτε τον εξαερισμό της μηχανής. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το Wave Solo. Ποτέ μην αποθηκεύετε το Wave Solo σε θερμοκρασίες άνω των 40°C/104°F. Να φορτίζετε το Wave Solo μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0°C/32°F και 40°C/104°F. Ποτέ μην εκθέτετε το Wave Solo σε νερό. Για μακρόχρονη αποθήκευση, το Wave Solo πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένο. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ Wave Solo, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ Wave Solo. Κατά τη χρήση του Wave Solo, πρέπει να ακολουθείτε αυτές τις βασικές προφυλάξεις:

1. ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Να χρησιμοποιείτε το Wave Solo όπως περιγράφεται σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών Wave Solo. Μην κάνετε άλλη συντήρηση πέρα από αυτή που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Wave Solo ή συνιστάται από τη Therabody.
2. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. Το Wave Solo δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση από υπεύθυνο άτομο. Μην επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το Wave Solo ως παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά. Πρέπει να προσέχετε ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με το Wave Solo.
3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ. Φορτίστε το Wave Solo συνδέοντας το καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία σε έναν μετασχηματιστή USB AC της επιλογής σας. Το Wave Solo

μπορεί επίσης να φορτιστεί με έναν συνηθισμένο φορτιστή USB-C, πιστοποιημένο από αρμόδιο φορέα. Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή AC που δεν είναι πιστοποιημένος ή που έχει χτυπηθεί, πέσει κάτω ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία.

**4. ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ.** Το Wave Solo πρέπει να φορτίζεται σε εσωτερικό χώρο σε καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος. Μην φορτίζετε το Wave Solo σε εξωτερικό χώρο, σε μπάνιο, ή σε απόσταση 3,1 μέτρων από μπανιέρα ή πισίνα. Μην χρησιμοποιείτε το Wave Solo σε υγρές επιφάνειες και μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, βροχή ή χιόνι. Μην χρησιμοποιείτε το Wave Solo όταν υπάρχουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (αναθυμιάσεις αερίων, σκόνη, ή εύφλεκτα υλικά). Ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθίρες, πιθανώς προκαλώντας φωτιά.

**5. ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ.** Μην αφήνετε το Wave Solo συνδεδεμένο με τον μετασχηματιστή για περισσότερο από μία ώρα αφού έχει φορτιστεί πλήρως το Wave Solo. Το Wave Solo διαθέτει ένα σύστημα προστασίας για την αποφυγή κινδύνου υπερφόρτισης. Ωστόσο, η υπερφόρτιση του Wave Solo ενδέχεται να μειώσει τον χρόνο λειτουργίας του.

**6. ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ Wave Solo.** Η εσωτερική μπαταρία μπορεί να εκραγεί, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημία. Όταν καίγεται η μπαταρία δημιουργούνται τοξικά αέρια και υλικό.

**7. ΜΗΝ ΣΥΝΘΛΙΒΕΤΕ, ΡΙΧΝΕΤΕ Ή ΦΘΕΙΠΕΤΕ ΤΟ** καλώδιο φόρτισης του Wave Solo . Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει χτυπηθεί, πέσει κάτω ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία.

**8. ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.** Ποτέ μην αφήνετε την εσωτερική μπαταρία να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα. Αν υπάρξει διαρροή χημικών από μία φθαρμένη μπαταρία, χρησιμοποιήστε πλαστικά ή γάντια νεοπρενίου για να την πετάξετε. Αν το δέρμα εκτεθεί σε υγρά μπαταρίας, πλύνετε με σαπούνι και νερό και κατόπιν ξεβγάλτε με ξύδι. Αν τα μάτια εκτεθούν σε χημικά μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό για 20 λεπτά και αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Αφαιρέστε και πετάξτε τα μολυσμένα ρούχα.

**9. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ.** Μπορεί να προκληθεί υπερβολική θερμότητα με συνέπειες όπως φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό στους ανθρώπους.

**10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ Wave Solo.** Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος. Μην αποθηκεύετε το Wave Solo σε μέρος όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C/104°F όπως σε άμεσο ηλιακό φως, σε όχημα, ή σε μεταλλικό κτήριο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

**11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.** Η εσωτερικές μπαταρίες ιόντων λιθίου Theragun για το Wave Solo είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον από άλλου τύπου μπαταρίες (π.χ. νικελίου-καδμίου). Πάντα να απορρίπτετε το Wave Solo σύμφωνα με τους κρατικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς. Επικοινωνήστε με μια εταιρεία ανακύκλωσης στην περιοχή σας για τις τοποθεσίες

ανακύκλωσης. Ακόμα και οι εκφορτισμένες μπαταρίες διαθέτουν ενέργεια. Πριν την απόρριψη, χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να καλύψετε τον υποδοχέα 12 V του Wave Solo, για την πρόληψη βραχυκυκλώματος που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.

12. ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ. Η αποσυναρμολόγηση ή λανθασμένη επανασυναρμολόγηση ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή έκθεσης σε χημικά μπαταρίας. Η εγγύηση δεν θα ισχύει αν το Wave Solo έχει αποσυναρμολογηθεί ή αν έχουν αφαιρεθεί κάποια μέρη.

13. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Αν το Wave Solo δεν λειτουργεί σωστά, έχει χτυπηθεί ή έχει πέσει κάτω, έχει φθαρεί, πέσει σε νερό ή έμεινε σε εξωτερικό χώρο, μην το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με τη Therabody στο [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) για επισκευή ή συντήρηση. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Wave Solo, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.

14. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ, ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ Ή ΣΕ ΝΙΠΤΗΡΑ. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το Wave Solo κάπου που μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μπανιέρα ή νιπτήρα. Μη βάζετε νερό ή άλλο υγρό. Μην έρχεστε σε επαφή με συσκευή που έχει πέσει σε νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως.

15. ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ. Το Wave Solo διαθέτει έναν αυτόματο θερμικό περιοριστή επαναφοράς που κλείνει το Wave Solo για να μην προκληθεί υπερθέρμανση και φωτιά.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, δεδομένου ότι τους έχουν δοθεί ή επίβλεψη ή οι οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Therabody. Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Για ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [therabody.com/warranty](http://therabody.com/warranty). Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο της εγγύησης μέσω ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε ένα

αίτημα στην εξής διεύθυνση:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Σημειώστε ότι αυτή η διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση επιστροφής ή τοποθεσία λιανικών πωλήσεων. Δεν θα γίνονται αποδεκτά προϊόντα ή πακέτα σε αυτήν την τοποθεσία.

## **BOSNIAN UPOZORENJA**

Wave Solo™ je namenjen za komercijalnu ili kućnu upotrebu. Nastojimo da Wave Solo učinimo što je moguće bezbednijim. To je napredan mehanički uređaj sa električnim komponentama. Ako se Wave Solo i njegovi dodaci ne koriste ili ne održavaju pravilno, postoji rizik od požara, elektro-šoka ili povrede. Nemojte stavljati Wave Solo na glavu ili blizu genitalija. Nemojte koristiti Wave Solo iznad struka tokom trudnoće. Ne dozvolite da Vam se kosa uplete u bilo koji pokretni deo Wave Solo uređaja. Nemojte koristiti Wave Solo iznad Adamove jabučice ili četvrtog kičmenog pršljena. Nemojte kvasiti Wave Solo. Wave Solo čistite samo magičnim brisačem ili blago navlaženim peškirom. Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju motora. Nikada nemojte pokušavati da rastavite Wave Solo. Nikada nemojte držati Wave Solo na temperaturi iznad 40°C (104°F). Wave Solo punite samo kada je sobna temperatura između 0 i 40°C (32 i 104°F). Nemojte nikada izlagati Wave Solo dejstvu vode. Wave Solo treba potpuno napuniti ukoliko hoćete dugoročno da ga odložite. Ovaj proizvod nije namenjen za dijagnostikovanje, lečenje ili sprečavanje bilo kog oboljenja. **PRE KORIŠĆENJA ILI PUNJENJA Wave Solo UREĐAJA, PROČITAJTE SVA UPUTSTVA I OZNAKE MERA OPREZA U OVOM PRIRUČNIKU, KAO I NA SAMOM UREĐAJU Wave Solo.** Kada koristite Wave Solo, sve ove mere predostrožnosti morate uvek poštovati, što obuhvata i sledeće:

1. **KORISTITE ISKLJUČIVO PREMA UPUTSTVU.** Koristite Wave Solo kako je opisano u uputstvu za Wave Solo. Nemojte ga održavati osim kako je prikazano u uputstvu za Wave Solo ili poštujući savete

kompanije Therabody.

2. NIJE NAMENJENO DECI. Wave Solo nije namenjen da ga koriste deca ili osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili umnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, izuzev ukoliko su pod nadzorom odgovornog lica ili postupaju prema njegovim uputstvima. Nemojte dozvoliti da se Wave Solo koristi kao igračka. Pojačan oprez je neophodan kada ga koriste deca ili su u blizini uređaja. Treba paziti da se deca ne igraju Wave Solo uređajem.

3. SMANJENJE RIZIKA OD POVREDE. Za punjenje Wave Solo uređaja koristite kabl priložen u pakovanju preko USB AC adaptera po svom izboru. Za punjenje Wave Solo uređaja možete takođe koristiti klasičan USB-C punjač čija je upotreba odobrena od strane nadležnog organa. Nemojte koristiti AC adapter koji nema sertifikat ili koji je udaren oštrim predmetom, koji je ispušten, pregažen ili na bilo koji način oštećen.

4. MESTA ZA PUNJENJE. Wave Solo treba puniti samo u zatvorenom prostoru, na dobro provetrenom, suvom mestu. Nemojte puniti Wave Solo na otvorenom, u kupatilu ili u krugu od 3 metra (10 stopa) od kade ili bazena. Nemojte koristiti Wave Solo na mokrim površinama i nemojte izlagati uređaj vlazi, kiši ili snegu. Nemojte koristiti Wave Solo u eksplozivnoj atmosferi (gasna isparenja, prašina ili zapaljivi materijali). Može doći do varničenja koje može izazvati požar.

5. NEMOJTE PREDUGO PUNITI UREĐAJ. Nemojte ostavljati Wave Solo priključen na adapter duže od sat vremena nakon što je potpuno napunjen. Wave Solo ima sistem zaštite radi izbegavanja rizika od prepunjenosti. Međutim, prepunjavanje Wave Solo uređaja može da smanji njegov radni vek.

6. NEMOJTE PALITI ILI SPALJIVATI Wave Solo. Unutrašnja baterija može da eksplodira, što može da dovede do telesne povrede ili štete. Kada se baterija zapali, stvaraju se otrovna isparenja i materije.

7. NEMOJTE LOMITI, BACATI ILI OŠTETITI kabl za punjenje Wave Solo uređaja. Nemojte koristiti kabl za punjenje koji je udaren oštrim predmetom, koji je ispušten, pregažen ili na bilo koji način oštećen.

8. HEMIKALIJE IZ BATERIJE IZAZIVAJU OZBILJNE OPEKOTINE. Nikada nemojte dozvoliti da unutrašnja baterija dospe u kontakt s kožom, očima ili ustima. Ako iz oštećene baterije cure hemikalije, koristite gumene ili rukavice od neoprena da biste je bacili u otpad. Ako koža bude izložena tečnostima iz baterije, operite je sapunom i vodom, a potom isperite sircetom. Ako oči budu izložene hemikalijama iz baterije, odmah ih ispirajte vodom u trajanju od 20 minuta i potražite medicinsku pomoć. Skinite i bacite zatrovanu odeću.

9. NEMOJTE UKLJUČIVATI UREĐAJ ISPOD ČEBETA ILI JASTUKA. Može da dođe do preteranog zagrevanja što može dovesti do požara, strujnog udara ili telesnih povreda.

10. ČUVANJE Wave Solo uređaja. Čuvati na hladnom i suvom mestu. Nemojte čuvati Wave Solo na mestima na kojima temperatura može da pređe 40°C (104°F), kao što su mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, u automobilu ili metalnom objektu tokom leta.
11. ODLAGANJE BATERIJA U OTPAD. Unutrašnje Theragun litijum-jonske baterije za Wave Solo su bolje po životnu sredinu nego neke druge vrste baterija (npr. niki-kadmijumske). Uvek odlažite Wave Solo uređaj u skladu s vladinim, regionalnim i lokalnim propisima. Obratite se agenciji za recikliranje u svojoj oblasti da biste saznali više o lokacijama otkupnih stanica. Čak i ispražnjene baterije sadrže neku energiju. Pre odlaganja, izolir-trakom oblepите 12-voltni konektor za Wave Solo kako ne bi došlo do kratkog spoja na bateriji koji bi mogao da izazove požar ili eksploziju.
12. NEMOJTE RASTAVLJATI. Rastavljanje ili pogrešno sastavljanje može dovesti do rizika od strujnog udara, požara ili izlaganja hemikalijama iz baterije. Garancija će biti poništena ukoliko Wave Solo bude rastavljan ili ukoliko bude uklonjen bilo koji deo uređaja.
13. SERVIS. Ukoliko Wave Solo uređaj ne radi pravilno, ili je udaren oštrim predmetom, ispušten, oštećen, ostavljen napolju ili ispušten u vodu, nemojte ga koristiti i obratite se kompaniji Therabody putem e-pošte na adresu [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) radi popravke ili servisa. Nemojte pokušavati da popravite ili rastavite Wave Solo jer to može dovesti do strujnog udara ili požara.
14. NEMOJTE KORISTITI DOK SE KUPATE ILI POD TUŠEM, U KADI ILI LAVABOU. Nemojte stavljati ili čuvati Wave Solo na mestu s kog može pasti ili biti gurnut u kadu ili lavabo. Nemojte ga stavljati ili bacati u vodu ili drugu tečnost. Nemojte dohvatati uređaj koji je pao u vodu. Odmah ga iskopčajte.
15. TERMO-PREKIDAČ. Wave Solo ima termo-prekidač koji se automatski vraća na prvobitno stanje i koji isključuje Wave Solo da se ne bi pregrejao i izazvao požar.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina pa naviše, i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva za korišćenje uređaja na siguran način i ukoliko razumeju opasnosti pri nepravilnom korišćenju. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Ovaj uređaj sadrži baterije koje se mogu menjati isključivo od strane ovlašćenog osoblja kompanije Therabody.

Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu zamenjive.



## OGRANIČENA GARANCIJA

Za informacije o punoj garanciji posetite [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Ako želite da vam pošaljemo poštom primerak garancije, pošaljite zahtev na sledeću adresu:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Napominjemo da ovo nije povratna adresa niti maloprodajna lokacija. Na ovoj lokaciji se ne vrši prijem proizvoda ili paketa.

## SWEDISH VARNINGAR

Wave Solo™ är avsedd för kommersiellt bruk eller hemmabruk. Vi eftersträvar att Wave Solo skall vara en så säker produkt som möjligt. Det är en avancerad mekanisk apparat med elektriska komponenter. Om Wave Solo eller dess tillbehör inte används på rätt sätt, finns risk för brand, elstötar eller personskador. Använd inte Wave Solo på huvudet eller nära könsorgan. Använd inte Wave Solo över midjan under graviditet. Låt inte hår fastna i rörliga delar på Wave Solo. Använd inte Wave Solo över struphuvudet eller halskotan. Utsätt inte Wave Solo för fukt eller väta. Rengör Wave Solo endast med mikroduk eller lätt fuktad handduk. Täck inte över motorns ventilationsöppningar. Gör inga försök att ta isär Wave Solo. Förvara inte Wave Solo vid temperaturer över 40 °C. Ladda Wave Solo endast när omgivningstemperaturen är mellan 0 °C och 40 °C. Utsätt aldrig Wave Solo för vatten. Wave Solo bör vara fullt laddad vid längre tids förvaring. Produkten är inte avsedd för att ställa diagnos, behandla eller förebygga sjukdomar. **FÖRE ANVÄNDNING ELLER UPPLADDNING AV Wave Solo – LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGSSYMBOLER I BRUKSANVISNINGEN OCH PÅ Wave Solo.** Vid användning av Wave Solo skall alltid grundläggande försiktighet iakttas, till exempel:

1. ANVÄND ENDAST ENLIGT ANVISNINGARNA. Använd Wave Solo enligt beskrivningen i denna

bruksanvisning för Wave Solo. Utför inget underhåll utöver det som beskrivs i bruksanvisningen för Wave Solo eller som anvisas av Therabody.

2. **LÅT INTE BARN ANVÄNDA APPARATEN.** Wave Solo är inte avsedd att användas av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller kommunikativ förmåga eller utan tillräcklig erfarenhet och kännedom, om de inte fått tillräckliga anvisningar eller överinseende av en vuxen person. Låt inte Wave Solo användas som leksak. Särskild uppmärksamhet krävs vid användning av eller i närheten av barn. Barn måste hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med Wave Solo.

3. **MINSKA RISKEN FÖR SKADOR.** Ladda Wave Solo genom att ansluta kabeln som ingår i paketet till valfri USB-strömadapter. Wave Solo kan också laddas med en vanlig USB-C-laddare som är certifierad av ett behörigt organ. Använd inte en strömadapter som har utsatts för hårda stötar, tappats eller skadats på något sätt.

4. **LADDA PÅ SÄKER PLATS.** Wave Solo skall laddas inomhus på en väl ventilerad och torr plats. Ladda inte Wave Solo utomhus, i badrum eller närmare än 3 m från ett badkar eller en pool. Använd inte Wave Solo på våta ytor och utsätt inte enheten för fukt, regn eller snö. Använd inte Wave Solo i miljöer med explosionsrisk (gas, rök, damm eller brandfarliga material). Gnistor kan uppstå och medföra risk för brand.

5. **UNDVIK ÖVERLADDNING.** Lämna inte Wave Solo ansluten till laddaren i mer än en timme efter att Wave Solo har laddats upp helt. Wave Solo har en skyddsfunktion avsedd för att undvika överladdning. Överladdning av Wave Solo kan påverka apparatens livslängd.

6. Wave Solo **FÅR INTE BRÄNNAS.** Det inbyggda batteriet kan explodera och orsaka person- eller produktskador. Giftiga gaser och ämnen avges om batteriet bränns.

7. **KROSSA, TAPPA ELLER SKADA INTE** Wave Solo-laddningskabeln. Använd inte en laddningskabel som har utsatts för hårda stötar, tappats, blivit överkörd eller skadats på annat sätt.

8. **BATTERIETS KEMIKALIER ORSAKAR ALLVARLIGA FRÅTSKADOR.** Låt aldrig det inbyggda batteriet komma i kontakt med hud, ögon eller mun. Om ett skadat batteri läcker kemikalier skall gummi- eller neoprenhandskar användas vid kassering. Om huden utsatts för batterikemikalier, tvätta med tvål och vatten och skölj med ättika. Om ögon utsätts för batterikemikalier – skölj omgående med vatten i 20 minuter och kontakta läkare. Ta av och kassera förorenade kläder.

9. **ANVÄND INTE UNDER FILT OCH KUDDE.** Den kan då bli överhettad och orsaka brand, elstötar eller personskador.

10. **FÖRVARA** Wave Solo. Förvaras på en sval och torr plats. Förvara inte Wave Solo på plats där temperaturen kan överstiga 40 °C, exempelvis i direkt solljus, i en bil eller i en varm byggnad på

sommaren.

11. **KASSERING AV BATTERIER.** De inbyggda litium-jon-batterierna från Theragun i Wave Solo är mer miljövänliga än vissa andra batterier (t.ex. nickel/kadmium-batterier). Kassera Wave Solo enligt nationella och lokala bestämmelser. Fråga avfallstjänsten på din ort var närmsta återvinningsstation finns. Även urladdade batterier innehåller energi. Täck 12 V-kontakten på Wave Solo med eltejp före kassering för att undvika kortslutning som skulle kunna orsaka en brand eller explosion.

12. **MONTERA INTE ISÄR.** Demontering eller felaktig återmontering kan medföra risk för elektriska stötar, brand eller exponering för batterikemikalier. Garantin förverkas om Wave Solo monteras isär eller om delar tas bort.

13. **SERVICE.** Om Wave Solo inte fungerar som den ska, har utsatts för hårda stötar, tappats, skadats, lämnats utomhus eller hamnat i vatten får den inte användas. Kontakta Therabody via e-post till [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) för reparation eller service. Gör inga försök att reparera eller demontera Wave Solo som skulle kunna orsaka en elstöt eller brand.

14. **ANVÄND INTE I BAD, DUSCH ELLER VASK.** Placera eller förvara inte Wave Solo på ställe där den kan falla eller dras ner i badkar eller vask. Placera eller tappa den inte i vatten eller annan vätska. Gör inga försök att ta upp en apparat som har fallit i vatten. Dra ur strömkontakten omgående.

15. **TEMPERATURSÄKRING.** Wave Solo har en temperatursäkring som stänger av enheten för att undvika överhettning och brand, och återställs automatiskt.

Den här enheten kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om användning av enheten på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Enheten innehåller batterier som endast kan bytas ut av Therabody-auktoriserad personal. Enheten innehåller batterier som inte kan bytas ut.

## **BEGRÄNSAD GARANTI**

För fullständig garantiinformation, gå till [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). För att beställa ett exemplar av garantin per post kan du skicka en begäran till följande adress:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Observera att detta inte är en returadress eller ett försäljningsställe. Inga produkter eller paket tas emot på denna plats.

## **TURKISH UYARILAR**

Wave Solo™ ticari veya evde kullanıma yöneliktir. Wave Solo'yu mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu, elektrikli bileşenleri olan gelişmiş mekanik bir cihazdır. Wave Solo ve aksesuarları uygun şekilde kullanılmaz veya bakımı yapılmazsa, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riski vardır. Wave Solo'yu başınızın üzerinde veya genital bölgelerinizin yakınında kullanmayın. Wave Solo'yu hamilelik sırasında belden yukarıda kullanmayın. Saçlarınızı Wave Solo'nun üzerindeki hareketli parçalara sıkıştırmayın. Wave Solo'yu Adem elmanınızın veya C4'ün üzerinde kullanmayın. Wave Solo'yu suyla temas ettirmeyin. Wave Solo'yu sadece özel silgiyle veya hafif nemli havluyla temizleyin. Motorun havalandırma deliklerini engellemeyin. Wave Solo'yu sökmeye çalışmayın. Wave Solo'yu 40°C/104°F üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyin. Wave Solo'yu sadece ortam sıcaklığı 0°C/32°F ve 40°C/104°F arasındayken şarj edin. Wave Solo'yu asla suyla temas ettirmeyin. Wave Solo, uzun süre saklamak için tam şarj edilmelidir. Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis etmeye, tedavi etmeye veya önlemeye yönelik değildir. Wave Solo'yu KULLANMADAN VEYA ŞARJ ETMEDEN ÖNCE, BU KİTAPÇIKTAKİ VE Wave Solo ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN. Wave Solo'yu kullanırken aşağıdakileri içeren temel önlemlere daima uyulmalıdır:

1. SADECE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANIN. Wave Solo'yu bu Wave Solo kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanın. Wave Solo Kullanma Kılavuzu'nda gösterilen veya Therabody'nin önerdiği bakımlar dışında bakım yapmayın.
2. ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİLDİR. Wave Solo, sorumlu bir kişinin gözetiminde veya talimatı olmadan, küçük çocukların veya fiziksel, duyuşsal veya muhakeme becerileri kısıtlanmış ya da yeterli deneyimi

- veya bilgisi olmayan kişilerin kullanımına uygun değildir. Wave Solo'nun oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Çocuklar, Wave Solo ile oynamadıklarından emin olmak için gözetilmelidir.
3. **YARALANMA RISKİNİ AZALTMA.** Wave Solo'yu tercih ettiğiniz USB AC adaptörünüze dahil edilmiş bağlantı kablosu ile şarj edin. Wave Solo aynı zamanda yetkili bir makam tarafından sertifikalandırılmış bir USB-C şarj cihazıyla da şarj edilebilir. Sertifikalı olmayan veya keskin darbe almış, düşmüş, üzerinden geçilmiş veya herhangi bir şekilde hasarlı bir AC adaptörünü kullanmayın.
4. **ŞARJ ETME YERLERİ.** Wave Solo kapalı, iyi havalandırılmış, kuru bir yerde şarj edilmelidir. Wave Solo'yu dış mekânda, banyoda veya küvetin veya havuzun 10 ft (3,1 metre) yakınında şarj etmeyin. Wave Solo'yu ıslak yüzeylerde kullanmayın ve cihazı neme, yağmura veya kara maruz bırakmayın. Wave Solo'yu patlayıcıların bulunduğu ortamlarda (gaz dumanı, toz veya alev alabilen malzemeler) şarj etmeyin. Kıvılcım çıkabilir ve yangına neden olabilir.
5. **AŞIRI ŞARJ ETMEYİN.** Wave Solo tamamen şarj olduktan sonra Wave Solo'yu adaptöre bağlı olarak bir saatten fazla bırakmayın. Aşırı şarj riskini önlemek için Wave Solo'nun koruma sistemi bulunmaktadır. Ancak, Wave Solo'yu aşırı şarj etmek zaman içinde ömrünü kısaltabilir.
6. **Wave Solo'yu YAKMAYIN.** Dahili pil patlayabilir ve kişisel yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Pil yandığında zehirli dumanlar ve maddeler oluşur.
7. **Wave Solo şarj kablosunu EZMEYİN, DÜŞÜRMEYİN VEYA KABLOYA ZARAR VERMEYİN.** Keskin darbe almış, düşmüş, üzerinden geçilmiş veya herhangi bir şekilde hasarlanmış bir şarj kablosunu kullanmayın.
8. **PİL KİMYASALLARI CİDDİ YANIKLARA NEDEN OLUR.** Dahili pilin ciltle, gözlerle veya ağızla temas etmesine izin vermeyin. Hasarlı pil akarsa, atmak için lastik veya kauçuk eldiven kullanın. Pil sıvısı cilde temas ederse, su ve sabunla yıkayın, sonra sirkeyle durulayın. Pil sıvısı gözlerle temas ederse, derhal 20 dakika boyunca suyla durulayın ve tıbbi yardım alın. Bulaşan giysileri çıkarın ve atın.
9. **BATTANIYE VE YASTIK ALTINDA ÇALIŞTIRMAYIN.** Aşırı ısınma olabilir ve yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
10. **Wave Solo'nun SAKLANMASI** Serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Wave Solo'yu sıcaklıkların 40°C/104°F'nin üzerinde olabileceği, yazın doğrudan güneş ışığı, araç içi veya metal bina gibi yerlerde muhafaza etmeyin.
11. **PİLLERİN İMHA EDİLMESİ.** Wave Solo'nun dahili Theragun Lityum iyon pilleri diğer bazı pil türlerinden (örn. nikel, kadmiyum) daha çevre dostudur. Wave Solo'yu her zaman hükümet, eyalet ve yerel yönetim düzenlemelerine uygun olarak imha edin. Geri dönüşüm yerleri için geri dönüşüm

yetkilisi ile iletişime geçin. Boşalan pillerde de bir miktar enerji olabilir. İmha etmeden önce, pilin kısa devre yapıp yangına veya patlamaya yol açmasını önlemek için, Wave Solo'nun 12V konektörünü/ terminallerini örtmek için elektrik bandı kullanın.

12. SÖKMEYİN. Sökmek veya yanlış monte etmek elektik çarpması, yangın veya pil kimyasallarına maruz kalma riskine neden olabilir. Wave Solo sökülürse veya herhangi bir parçası çıkarılırsa garanti geçersiz olacaktır.

13. SERVİS. Wave Solo düzgün çalışmıyorsa, ağır darbe almışsa, düşmüşse, hasarlanmışsa, açık havada bırakılmışsa, suya düşmüşse bunları kullanmayın ve tamir veya servis için info@therabody.com adresine e-posta göndererek Therabody ile iletişime geçin. Elektik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden, Wave Solo'yu tamir etmeye veya sökmeye çalışmayın.

14. BANYO YAPARKEN VEYA DUŞTA, KÜVETTE VEYA LAVABODA KULLANMAYIN. Wave Solo'yu düşebileceği veya küvete veya lavaboya düşebileceği bir yerde tutmayın veya muhafaza etmeyin. Suya veya başka sıvılara koymayın veya düşürmeyin. Suya düşen cihaza uzanmayın. Derhal fişini çekin.

15. TERMAL SINIRLAYICI. Wave Solo'da aşırı ısınmayı ve yangını önlemek için Wave Solo'yu otomatik kapatan termal sınırlandırıcı bulunmaktadır.

Bu cihaz 8 yaş ve daha büyük yaşta çocuklar tarafından, ve fiziksel, duyuşsal ve mental engeli olan ya da deneyim ve bilgi eksiğı olan kişiler tarafından, cihazın güvenli şekilde kullanılmasına dair ve potansiyel riskleri anlayacakları şekilde yönlendirilmeleri durumunda kullanılmalıdır. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemleri gözetim altında olmadıklarında çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaz sadece Therabody yetkili personeli tarafından değıştirilebilen bataryalara sahiptir.

Bu cihaz değıştirilemeyen bataryalara sahiptir.

## **SINIRLI GARANTİ**

Garantinin tüm ayrıntıları için lütfen [therabody.com/warranty](http://therabody.com/warranty) adresini ziyaret edin. Garantinin bir kopyasını posta yoluyla almak için aşığıdaki adrese bir talep gönderebilirsiniz:

Therabody - Warranty

Attn: Customer Service

3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140

Los Angeles, CA 90006

Lütfen bunun bir iade adresi veya perakende satış yeri olmadığını unutmayın. Bu lokasyonda hiçbir ürün veya paket kabul edilmeyecektir.

## **PORTUGUESE ADVERTÊNCIAS**

O Wave Solo™ destina-se a utilização comercial ou doméstica. Empenhamo-nos para tornar o Wave Solo tão seguro quanto possível. Este é um dispositivo mecânico avançado com componentes elétricos. Se o Wave Solo e os seus acessórios não forem utilizados ou mantidos adequadamente, existe risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Não utilize o Wave Solo na cabeça ou perto dos seus órgãos genitais. Não utilize o Wave Solo acima da cintura durante a gravidez. Não deixe o cabelo ser apanhado por nenhuma parte móvel do Wave Solo. Não utilize o Wave Solo acima da sua maçã-de-adão ou C4. Não molhe o Wave Solo. Limpe o Wave Solo apenas com um apagador mágico ou uma toalha ligeiramente humedecida. Não bloqueie as aberturas do motor. Nunca tente desmontar o Wave Solo. Nunca armazene o Wave Solo a temperaturas acima de 40 °C. Apenas carregue o Wave Solo quando a temperatura ambiente estiver entre 0 °C e 40 °C. Nunca exponha o Wave Solo à água. Para o armazenamento a longo prazo, o Wave Solo deve estar completamente carregado. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar ou prevenir quaisquer doenças. ANTES DE UTILIZAR OU CARREGAR O Wave Solo, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E MARCAS DE PRECAUÇÃO NESTE MANUAL E NO Wave Solo. Ao utilizar o Wave Solo, devem ser sempre seguidas precauções básicas incluindo:

1. **UTILIZAR APENAS COMO INDICADO.** Utilize o Wave Solo conforme descrito neste Manual de Instruções do Wave Solo. Não efetue qualquer manutenção além da que é apresentada no Manual de Instruções do Wave Solo ou aconselhada pela Therabody.
2. **NÃO SE DESTINA A CRIANÇAS.** O Wave Solo não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou de raciocínio reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções por uma pessoa responsável. Não permita que o Wave Solo seja utilizado como um brinquedo. É necessária atenção especial ao ser utilizado por ou perto de crianças. As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar que não

brincam com o Wave Solo.

3. **REDUZIR O RISCO DE LESÃO.** Carregue o Wave Solo ligando o cabo incluído na embalagem ao seu adaptador USB CA. O Wave Solo também pode ser carregado com um carregador USB-C certificado por uma entidade competente. Não utilize um adaptador CA que não seja certificado ou que tenha recebido um impacto forte, que tenha caído, ou que esteja danificado de alguma maneira.

4. **LOCALIZAÇÕES DE CARREGAMENTO.** O Wave Solo deve ser carregado num espaço fechado, seco e bem ventilado. Não carregue o Wave Solo no exterior, numa casa de banho ou num espaço de 3,1 metros de distância em relação a uma banheira ou a uma piscina. Não utilize o Wave Solo em superfícies molhadas e não exponha o dispositivo a humidade, chuva ou neve. Não utilize o Wave Solo na presença de atmosferas explosivas (fumos gasosos, poeiras ou materiais inflamáveis). Podem ser geradas faíscas, possivelmente causando um incêndio.

5. **NÃO SOBRECARGAR.** Não deixe o Wave Solo ligado ao adaptador durante mais de uma hora depois de o mesmo estar totalmente carregado. O Wave Solo inclui um sistema de proteção para evitar o risco de sobreaquecimento. Contudo, o sobreaquecimento do Wave Solo pode reduzir a sua vida útil ao longo do tempo.

6. **NÃO QUEIMAR NEM INCINERAR O Wave Solo.** A bateria interna pode explodir, causar danos ou ferimentos pessoais. Quando a bateria é queimada, são criados materiais e vapores tóxicos.

7. **NÃO ESMAGAR, DEIXAR CAIR OU DANIFICAR O cabo de carregamento do Wave Solo.** Não utilize um cabo de carregamento que tenha recebido um impacto forte, que tenha caído, que tenha sido atropelado, ou que esteja de alguma forma danificado.

8. **OS QUÍMICOS DA BATERIA CAUSAM QUEIMADURAS PERIGOSAS.** Nunca deixe que a bateria interna entre em contacto com a pele, os olhos ou a boca. Se uma bateria danificada tiver uma fuga de químicos, utilize luvas de borracha ou de neopreno para a eliminar. Se a pele for exposta aos fluidos da bateria, lave-a com água e sabão e depois enxague com vinagre. Se os olhos forem expostos aos químicos da bateria, enxague imediatamente com água durante 20 minutos e procure cuidados médicos. Remova e elimine qualquer roupa contaminada.

9. **NÃO UTILIZAR POR BAIXO DE MANTAS E ALMOFADAS.** Pode ocorrer um aquecimento excessivo e causar um incêndio, choque elétrico, ou ferimentos em pessoas.

10. **GUARDAR O Wave Solo.** Armazene num local fresco e seco. Não guarde o Wave Solo em locais em que as temperaturas possam exceder 40 °C como, por exemplo, exposto a luz solar direta, num veículo, ou num edifício metálico durante o verão.

11. **ELIMINAR AS BATERIAS.** As baterias internas de íões de lítio da Theragun para o Wave Solo são



mais amigas do ambiente do que alguns dos outros tipos de baterias (p. ex., níquel-cádmio). Elimine sempre o Wave Solo de acordo com as normas locais, regionais e governamentais. Contacte uma agência de reciclagem na sua área para obter soluções de reciclagem. Até baterias sem carga podem conter alguma energia. Antes de eliminar as baterias, utilize fita adesiva elétrica para tapar o conector de 12 V do Wave Solo para impedir o curto-circuito da bateria, o que poderia causar um incêndio ou uma explosão.

**12. NÃO DESMONTAR.** A desmontagem ou a montagem incorreta pode resultar em risco de choque elétrico, incêndio ou exposição aos químicos da bateria. A garantia será nula se o Wave Solo for desmontado ou se quaisquer peças tiverem sido removidas.

**13. ASSISTÊNCIA.** Se o Wave Solo não estiver a funcionar bem, tiver recebido um impacto forte, tiver sofrido uma queda ou danos, tiver sido deixado no exterior ou deixado cair dentro de água, não o utilize e contacte a Therabody através do e-mail [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) para reparação ou assistência. Não tente reparar ou desmontar o Wave Solo, visto que pode resultar em choque elétrico ou incêndio.

**14. NÃO UTILIZAR DURANTE O BANHO OU NO CHUVEIRO, NA BANHEIRA OU NO LAVATÓRIO.** Não coloque ou armazene Wave Solo num local onde este possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque dentro de, nem deixe cair em água ou outro líquido. Não ponha a mão num aparelho que tenha caído dentro de água. Desligue o aparelho imediatamente da tomada.

**15. LIMITADOR TÉRMICO.** O Wave Solo tem um limitador térmico de reposição automática que desliga o Wave Solo para impedir sobreaquecimento e incêndio.

Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou falta de experiência e conhecimento, sob supervisão ou após receberem indicações sobre como utilizar o dispositivo de forma segura e compreensão dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Este dispositivo contém baterias que apenas podem ser substituídas por pessoal autorizado da Therabody.

Este dispositivo contém baterias que não são substituíveis.

## **GARANTIA LIMITADA**

Para aceder a informações completas sobre a garantia, visite a página [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Para solicitar o envio de uma cópia da garantia por correio, pode enviar um pedido para o seguinte endereço:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Tenha em atenção que este não é um endereço para devoluções nem um local de vendas a retalho. Não serão aceites produtos ou volumes neste local.

## **RUSSIAN ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Wave Solo™ предназначен для коммерческого или домашнего использования. Мы стремимся сделать Wave Solo максимально безопасным. Это сложное механическое устройство с электрическими компонентами. Если не использовать или не обслуживать Wave Solo и его аксессуары должным образом, существует риск пожара, поражения электрическим током или травмы. Не используйте Wave Solo в области головы или гениталий. Не используйте Wave Solo выше талии во время беременности. Не допускайте попадания волос в движущиеся элементы Wave Solo. Не используйте Wave Solo выше выступа гортани или позвонка С4. Не допускайте попадания на Wave Solo влаги. Чистите Wave Solo только меламиновой губкой или слегка влажным полотенцем. Не закрывайте вентиляционные отверстия мотора. Никогда не пытайтесь разбирать Wave Solo. Никогда не храните Wave Solo при температуре выше 40 °C/104 °F. Заряжайте Wave Solo только при температуре окружающей среды от 0 °C/32 °F до 40 °C/104 °F. Никогда не подвергайте Wave Solo воздействию воды. Для длительного хранения Wave Solo должен быть полностью заряжен. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. ПЕРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ

**ЗАРЯЖАТЬ Wave Solo, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И НА САМОМ УСТРОЙСТВЕ Wave Solo.** При использовании Wave Solo всегда следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности, в том числе:

- 1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ.** Используйте Wave Solo только согласно указаниям в инструкции по использованию Wave Solo. Не проводите техническое обслуживание, кроме как по указаниям в инструкции по использованию Wave Solo или по рекомендации Therabody.
- 2. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ.** Wave Solo не предназначен для использования маленькими детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они находятся под надзором ответственного лица или проинструктированы им. Не допускайте использования Wave Solo в качестве игрушки. При использовании детьми или рядом с ними необходимо пристальное внимание. Следите за тем, чтобы дети не играли с Wave Solo.
- 3. СНИЖЕНИЕ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ.** Заряжайте Wave Solo, подключив кабель, входящий в комплект, к вашему USB-адаптеру переменного тока. Wave Solo также можно заряжать с помощью обычного зарядного устройства USB-C, сертифицированного компетентным органом. Не используйте несертифицированный адаптер переменного тока или адаптер, который получил сильный удар, упал или получил какое-либо иное повреждение.
- 4. ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ЗАРЯДКИ.** Wave Solo следует заряжать в хорошо проветриваемом сухом помещении. Не заряжайте Wave Solo на открытом воздухе, в ванной или в пределах 3 метров (10 футов) от ванны или бассейна. Не используйте Wave Solo на влажных поверхностях и не подвергайте его воздействию влаги, дождя или снега. Не используйте Wave Solo во взрывоопасных средах (газообразные пары, пыль или легковоспламеняющиеся материалы). Могут возникнуть искры, что может привести к пожару.
- 5. НЕ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ.** Не оставляйте Wave Solo подключенным к адаптеру более 1 часа после полной зарядки Wave Solo. Wave Solo имеет систему защиты, чтобы избежать риска перезаряда. Тем не менее, с течением времени перезарядка может сократить срок службы Wave Solo.
- 6. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ Wave Solo ВОЗДЕЙСТВИЮ ОГНЯ ИЛИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.** Встроенная батарея может взорваться, что приведет к травме или повреждению. При сгорании батареи образуются токсичные пары и материалы.

7. НЕ ПЕРЕДАВЛИВАЙТЕ, НЕ РОНЯЙТЕ И НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ зарядный кабель Wave Solo. Не используйте зарядный кабель, который получил сильный удар, упал, его передавили или он получил какое-либо иное повреждение.
8. ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ АККУМУЛЯТОРА МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ОЖОГОВ. Никогда не допускайте контакта батареи с кожей, глазами или ртом. В случае утечки химических веществ из поврежденной батареи используйте резиновые или неопреновые перчатки для ее утилизации. Если кожа подверглась воздействию аккумуляторных жидкостей, промойте ее водой с мылом, а затем уксусом. Если глаза подверглись воздействию химических веществ в батарее, немедленно промойте их водой в течение 20 минут и обратитесь к врачу. Снимите и утилизируйте загрязненную одежду.
9. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД ОДЕЯЛОМ И ПОДУШКОЙ. Может возникнуть чрезмерное нагревание, которое может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
10. ХРАНЕНИЕ Wave Solo. Хранить в прохладном сухом месте. Не храните Wave Solo в местах, где температура может превышать 40 °C/104 °F, например, под прямыми солнечными лучами, в автомобиле или в металлических строениях летом.
11. УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ. Внутренние литий-ионные аккумуляторы Theragun для Wave Solo более экологичны, чем некоторые другие типы аккумуляторов (например, никель-кадмиевые). Всегда утилизируйте Wave Solo в соответствии с государственными, региональными и местными правилами. Свяжитесь со службой по переработке в вашем районе для уточнения мест переработки. Даже разряженные батареи содержат некоторое количество энергии. Перед утилизацией используйте изоленту для покрытия разъема/клемм Wave Solo на 12V, чтобы предотвратить короткое замыкание батареи, которое может привести к пожару или взрыву.
12. НЕ РАЗБИРАТЬ. Разборка или неправильная сборка может привести к поражению электрическим током, возгоранию или воздействию химических веществ батареи. Гарантия будет аннулирована в случае разборки Wave Solo или удаления каких-либо частей.
13. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Если Wave Solo не работает должным образом, получил сильный удар или был уронен, поврежден, оставлен на открытом воздухе или упал в воду, прекратите его использование и свяжитесь с Therabody по электронной почте [info@Therabody.com](mailto:info@Therabody.com) для ремонта или обслуживания. Не пытайтесь отремонтировать или разбирать Wave Solo, это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
14. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ, В ДУШЕ, ВАННЕ ИЛИ РАКОВИНЕ. Не

размещайте и не храните Wave Solo там, где он может упасть в ванну или раковину. Не помещайте и не бросайте в воду или другую жидкость. Не дотрагивайтесь до устройства, если оно упало в воду. Отключите от сети немедленно.

15. **ТЕРМИЧЕСКИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ.** Wave Solo имеет автоматический ограничитель температуры, который отключает Wave Solo, чтобы предотвратить перегрев и возгорание.

Устройство не должно использоваться детьми младше 8 лет. Устройство может использоваться детьми старше 8 лет, лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями и лицами ранее не использовавшими устройство только под наблюдением или после получения подробных инструкций по безопасному использованию и возможных опасностей. Дети не должны играть с данным устройством. Очистка и уход за устройством не должны производиться детьми.

Устройство включает аккумулятор, замена которого может быть осуществлена только авторизованным специалистом Therabody.

Устройство включает аккумулятор, не подлежащий замене.

## **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ**

Для получения полной информации о гарантии посетите [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). Чтобы запросить копию гарантии по почте, вы можете отправить запрос по следующему адресу:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

Обратите внимание, это не адрес возврата устройств или места продажи. Устройства и посылки на этот адрес не принимаются.

## ARABIC

### تنبيهات

إن جهاز Wave Solo™ مخصص للاستخدام التجاري والمنزلي. إننا نبدل ما بوسعنا لجعل جهاز Wave Solo آمناً قدر الإمكان. إن هذا الجهاز هو جهاز ميكانيكي متطور يحتوي على مكونات كهربائية. يمكن وقوع مخاطر مثل الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية في حال استخدام جهاز Wave Solo وتوابعه أو صيانتها على الوجه الخطأ. لا تستخدم جهاز Wave Solo على رأسك أو بالقرب من أعضائك التناسلية. لا تستخدم جهاز Wave Solo فوق منطقة الخصرة في أثناء الحمل. تجنب أن يعلق الشعر في أي جزء متحرك من جهاز Wave Solo. لا تستخدم جهاز Wave Solo فوق تفاحة آدم أو الفقرة العنقية الرابعة (C4). لا تجعل Wave Solo رطباً. لا تستخدم إلا إسفنجة سحرية أو منشفة مبللة قليلاً لتنظيف جهاز Wave Solo. لا تُسد منافذ تهوية المحرك. لا تحاول أبداً تفكيك جهاز Wave Solo. لا تخزن جهاز Wave Solo في درجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية/104 درجات فهرنهايت. لا تشحن جهاز Wave Solo إلا حين تتراوح درجة حرارة البيئة المحيطة من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت إلى 40 درجة مئوية/104 درجات فهرنهايت. لا تعرض جهاز Wave Solo للماء. يجب شحن جهاز Wave Solo بالكامل إذا أردت تخزينه لفترة طويلة. هذا الجهاز غير مخصص لتشخيص أي أمراض أو معالجتها أو الوقاية منها. يُرجى قراءة كل الإرشادات والعلامات التحذيرية الواردة في هذا الدليل أو على جهاز Wave Solo، قبل استخدام الجهاز أو شحنه. يجب دائماً الالتزام بالتحذيرات الوقائية التي ذكرها عند استخدام جهاز Wave Solo:

1. التقيّد التام بإرشادات الاستخدام. استخدم جهاز Wave Solo بالطريقة الوارد توصيفها في دليل إرشادات استخدام الجهاز. لا تجر أي صيانة باستثناء الصيانة الموضحة في دليل إرشادات استخدام جهاز Wave Solo أو تلك التي توصي بها شركة Therabody.
2. منع الأطفال من استخدام الجهاز. إن جهاز Wave Solo ليس مخصصاً للاستخدام من جانب الأطفال الصغار أو الأشخاص الذين يفقدون إلى القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية لاستخدامه أو تعوزهم الخبرة والمعرفة لذلك إلا إذا استخدموه تحت إشراف شخص مسؤول وطبقاً لإرشاداته. الحيلولة دون استخدام جهاز Wave Solo للعب واللهو. من الضروري توخي الحرص الشديد عند استخدام الأطفال للجهاز أو استعماله بالقرب منهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان ألا يعثروا بجهاز Wave Solo.
3. الحد من خطر الإصابة. اشحن جهاز Wave Solo من خلال توصيل السلك المتوفر في العبوة، في محوّل تيار متناوب USB AC من اختيارك. يمكن أيضاً شحن جهاز Wave Solo باستخدام شاحن USB-C عادي معتمد من قبل هيئة مختصة. لا تستخدم محوّل تيار متناوب (AC) غير معتمد أو قد تعرّض لضربة حادة أو للسقوط أو للتلف بأي شكل من الأشكال.
4. ظروف الشحن. يجب شحن جهاز Wave Solo في مكان داخلي جاف يمتاز بتهوية جيدة. لا تشحن جهاز Wave Solo في الخارج أو في حمام أو ضمن دائرة قطرها 10 أقدام (3.1 سم) من حوض استحمام أو مسبح. لا تستخدم جهاز Wave Solo على أسطح مبللة ولا تعرّضه للرطوبة أو المطر أو الثلج. لا تستخدم جهاز Wave Solo في أجواء قابلة للانفجار (بوجود أبخرة غازية أو غبار أو مواد قابلة للاشتعال)؛ إذ قد تتولد شرارة يمكن أن تسبب حريقاً.
5. عدم الإفراط في شحن الجهاز. لا تترك جهاز Wave Solo موصولاً بالمحوّل لأكثر من ساعة بعد شحن الجهاز بالكامل. يشتمل جهاز Wave Solo على نظام حماية لتفادي خطر الإفراط في الشحن، إلا أن الإفراط في شحن جهاز Wave Solo قد يؤدي إلى تقليل

العمر الافتراضي له مع مرور الوقت.

6. الحرص على عدم إتلاف جهاز Wave Solo بالحرق أو بالحرق حتى الترميد، لأن البطارية الداخلية قد تنفجر مسببةً أضراراً أو إصابات جسدية، ولأن مواد وأدخنة سامةً تتبع من البطارية عند حرقها.

7. حماية سلك شاحن جهاز Wave Solo من التخطم أو السقوط أو التلف. لا تستخدم سلك شحن تعرّض لضربةٍ حادةٍ أو للسقوط أو للعدس أو للتلف بأي شكلٍ من الأشكال.

8. الحذر من الحروق الخطيرة التي تسببها المواد الكيميائية في البطارية. احرص على ألا تلامس البطارية الداخلية البشرة أو العينين أو الفم. استخدم قفازين مصنوعين من المطاط أو النيوبرين للتخلص من البطارية المتضررة التي تسرب مواد كيميائية. اغسل البشرة بالماء والصابون ثم اشطفها بالخل في حال تعرضها لسوائل البطارية. سارع إلى غسل العينين بالماء لمدة 20 دقيقةً وبادر بالحصول على العناية الطبية في حال تعرّضهما للمواد الكيميائية في البطارية. اخلع الملابس الملوثة وتخلص منها.

9. عدم تشغيل الجهاز تحت بطّانيةٍ ووسادةٍ. يمكن أن تحدث سخونة زائدة وتتسبب بحرقٍ أو بصدمةٍ كهربائيةٍ أو بإصاباتٍ للأشخاص.

10. تخزين جهاز Wave Solo. احفظه في مكانٍ باردٍ وجافٍ. لا تخزّن جهاز Wave Solo في أمكنةٍ قد تزيد درجة الحرارة فيها عن 40 درجةً مئويةً/104 درجاتٍ فهرنهايتيةٍ مثل مكانٍ يتعرّض لأشعة الشمس المباشرة أو في مركبةٍ أو مبنىٍ معدنيٍ في فصل الصيف.

11. التخلص من البطاريات. إن بطاريات الليثيوم-أيون الداخلية من Theragun المخصصة لجهاز Wave Solo صديقةٌ للبيئة أكثر من بعض أنواع البطاريات الأخرى (مثل بطاريات النيكل-كادميوم). التزم دائماً بالوائح الحكومية والإقليمية والمحلية عند التخلص من جهاز Wave Solo. تواصل مع وكالةٍ متخصصةٍ في إعادة التدوير في منطقتك لمعرفة مواقع إعادة التدوير. حتى البطاريات التي نفذ شحنها تحتوي بعض الطلقة. استخدم شريطاً كهربائياً لتغطية وصلة جهاز Wave Solo البالغ جهدها الكهربائي 12 فولتاً قبل التخلص من البطارية للحيلولة دون حدوث دائرة كهربائية قصيرة قد تسبب حريقاً أو انفجاراً.

12. الامتناع عن فكّ الجهاز. قد يتمخض فكّ الجهاز أو إعادة تجميعه بطريقةٍ غير صحيحةٍ عن خطر الإصابة بصدمةٍ كهربائيةٍ أو حدوث حريقٍ أو التعرّض للمواد الكيميائية في البطارية. تصبح الكفالة ملغيةً في حال فكّ جهاز Wave Solo أو إزالة أي أجزاء منه.

13. الصيانة. إذا كان جهاز Wave Solo لا يعمل بالصورة المطلوبة أو تعرّض لضربةٍ حادةٍ أو للسقوط أو للتلف أو ترك خارجاً أو سقط في الماء، فلا تستخدمه وتواصل مع شركة Therabody عبر البريد الإلكتروني [info@therabody.com](mailto:info@therabody.com) لإصلاحه أو صيانته. لا تحاول إصلاح جهاز Wave Solo أو فكّه لأن ذلك قد يتسبب بالتعرّض لصدمةٍ كهربائيةٍ أو بحدوث حريقٍ.

14. الامتناع عن استخدام الجهاز في أثناء الاستحمام أو تحت الدش أو في حوض الاستحمام أو في حوض المغسلة. لا تضع جهاز Wave Solo أو تخزّنه في مكانٍ يمكن أن يتعرض فيه للسقوط أو للوقوع في حوض الاستحمام أو حوض المغسلة. لا تضع الجهاز أو تسقطه في الماء أو السوائل الأخرى. لا تحاول الإمساك بجهازٍ سقط في الماء. أنزع الجهاز فوراً من المأخذ الكهربائي.

15. ناظم الحرارة. يستخدم جهاز Wave Solo ناظم حرارةٍ يُعاد ضبطه تلقائياً ويطفئ جهاز Wave Solo للحيلولة دون ارتفاع حرارة الجهاز ووقوع حريقٍ.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم إعطائهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.

يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا بواسطة أفراد Therabody المعتمدين.

يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة للاستبدال.

### كفالة محدودة

للاطلاع على معلومات الكفالة بالكامل، يُرجى زيارة [www.therabody.com/warranty](http://www.therabody.com/warranty). لطلب استلام نسخة من الكفالة عبر البريد، يمكنك إرسال طلب إلى العنوان التالي:

Therabody - Warranty  
Attn: Customer Service  
3003 W. Olympic Blvd., Suite 106-140  
Los Angeles, CA 90006

يُرجى ملاحظة أن هذا العنوان ليس مُخصّصاً لإرجاع المنتجات أو موقِعاً للبيع بالتجزئة. لن نقبل استلام أي منتجات أو طرود في هذا الموقع.